

Istruzioni per uso degli occhiali nistagmo LED



LED 31207



DEHAG Medizin-Technische
Produktions GmbH & Co.KG
Hinter dem Hamberge 24
37124 ROSDORF
GERMANIA



Tel: +49 551 32 519
Fax: +49 551 376 106
E-mail: info@dehag.com
Internet: www.dehag.com

IP-Schutzklasse:

IP X0

Informazioni generali/Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future. Il produttore non risponde di qualsiasi uso improprio o modifica del dispositivo. Prima dell'uso si prega di verificare ogni singolo strumento. La FAROMED GmbH vieta assolutamente ogni modifica agli strumenti. In caso di impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità. Il prodotto può essere impiegato esclusivamente da personale medico. Le presenti istruzioni non sostituiscono una buona formazione medica.

Utilizzo previsto

Strumento per esami brevi e mobili nel campo della diagnosi delle vertigini.

Avvertenze

Non utilizzare strumenti danneggiati! Proteggere gli occhiali e i suoi componenti contro qualsiasi danno meccanico o forze meccaniche. Non gettare gli occhiali. Utilizzarli con cautela.

La garanzia non copre usi impropri, danni o usura. La garanzia non si applica in caso di segni di usura e obsolescenza dovuti all'uso regolare.

Accertarsi in maniera assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nel portabatterie o negli occhiali stessi. Utilizzare solo batterie a secco. Prima di inserire le batterie assicurarsi che la maniglia sia pulita e asciutta! In caso di stoccaggio a lungo termine, rimuovere le batterie!

Prima dell'uso il prodotto deve essere sempre pulito/disinfettato e bisogna inoltre verificare il corretto funzionamento e integrità. Per le riparazioni o in caso di danni si prega di contattare il proprio rivenditore o direttamente il produttore.

Istruzioni per l'uso

Gli occhiali nistagmo sono alimentati da tre batterie. (Tipo C / Baby)

Per la sostituzione delle batterie, rimuovere il coperchio sull'estremità della maniglia senza timer. Attenzione alla polarità (polo positivo davanti, sulla maniglia).

Accensione

Per accendere o spegnere gli occhiali e per regolare la luminosità girare il coperchio sull'estremità della maniglia accanto al timer. Per spegnere o accendere bisogna leggermente forzare l'apposito fermo.

Timer

Per avviare il timer premere il pulsante col simbolo del cronometro. I tre LED sugli occhiali indicano 30, 60 e 90 secondi.

Accensione/spegnimento automatico

Un minuto dopo il termine del conteggio del timer, la luce si spegne automaticamente (per risparmiare energia). La luce si riaccende nel momento in cui si riprendono in mano gli occhiali.

Disattivazione dello spegnimento automatico

Accendere gli occhiali mentre si preme il pulsante per il timer. Il LED "30 sec" si accenderà per circa 1 secondo e poi si annerirà. A questo punto spegnere e riaccendere gli occhiali. La funzione spegnimento automatica è disattivata - come indicato da una brevissima accensione del LED "30 sec".

Per riattivare la funzione spegnimento automatico, ripetere la medesima procedura.

Pulizia

Subito dopo qualsiasi tipo di contaminazione si consiglia di pulire il prodotto immediatamente utilizzando un tessuto morbido e umido e strofinando tutti i componenti. Non pulire utilizzando macchinari o altri dispositivi. Non disinfettare mediante spruzzo o immersione!

Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura di stoccaggio	da -30	a 60 °C
Temperatura d'esercizio	da 0	a 25 °C
Umidità	da 30	a 75 %
Pressione barometrica	da 700	a 1.060 hPa

Smaltimento

Al termine della vita utile lo strumento deve essere smaltito in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili. Le suddette prescrizioni sono applicabili nell'Unione Europea: Ai sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il prodotto non va smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati. Preparare il prodotto per il suo reimpiego o raccolta differenziata, come specificato dalla direttiva. Se il prodotto è contaminato, la direttiva non si applica. Le batterie esaurite vanno anch'esse rimosse e

smaltite in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili.

Specifiche tecniche

Peso complessivo:	390 g
Classificazione:	Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE
Classificazione:	Gruppo rischio 1 come da DIN EN 62471
Alimentazione:	3 batterie tipo Baby / C
Classe protezione:	IP X0