



• DRV1XX



• DRV2XX

LARINGOSCOPI CHIMO

MANUALE D'ISTRUZIONI

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici DRV1XX DRV2XX

Tipo / Numero	0	1	2	3	4	5
Miller L.C.	DRV195	DRV196	DRV197	DRV198	DRV199	-
Macintosh L.C.	DRV186	DRV187	DRV188	DRV189	DRV190	DRV191
Miller F.O.	DRV210	DRV211	DRV212	DRV213	DRV214	-
Macintosh F.O.	DRV200	DRV201	DRV202	DRV203	DRV204	-

Grazie per aver acquistato un laringoscopio della linea CHIMO by Moretti. I laringoscopi CHIMO sono prodotti con acciaio inox di alta qualità e sono alimentati a batterie standard.

Attenzione!

Si segnala che l'uso dei laringoscopi può essere effettuato solo da personale specializzato e opportunamente addestrato.

Destinazione d'uso

Laringoscopi in acciaio inox per intubazione tracheale.

Montaggio

Prima del montaggio verificare che la superficie della lama non presenti scheggiature, abrasioni o altri danneggiamenti che potrebbero provocare tagli al paziente o pregiudicarne l'utilizzo. Verificare che le lampadine siano correttamente montate sulle lame.

Per il montaggio inserire la lama sul manico con la punta rivolta verso il basso. Per posizionare il laringoscopio in posizione operativa tirare verso l'alto la lama bloccandola sul manico. Se il montaggio è riuscito correttamente la lampadina inizierà ad emettere luce. Per lo spegnimento del laringoscopio premere la lama verso il basso.

Pulizia e Manutenzione

Si consiglia di effettuare la pulizia delle lame immediatamente dopo l'utilizzo del dispositivo. Per la pulizia delle lame si consiglia di usare acqua corrente o di strofinare con un panno bagnato in modo da evitare la formazione di residui. Non utilizzare detersivi o disinfettanti che potrebbero rovinare le lame. I laringoscopi devono essere sterilizzati prima e dopo l'utilizzo. Verificare periodicamente il corretto funzionamento delle lampadine e lo stato di conservazione delle lame che non devono presentare segni di usura.

Attenzione! La pulizia con ultrasuoni è sconsigliata.

Sterilizzazione

I laringoscopi CHIMO sono forniti NON STERILI e devono essere sterilizzati prima dell'uso. Per la sterilizzazione si consiglia di usare prodotti per la sterilizzazione a freddo o sterilizzazione tramite autoclave.

Per la sterilizzazione a freddo seguire attentamente le istruzioni riportate sul prodotto utilizzato.

Per la sterilizzazione in autoclave si consiglia di non superare la temperatura di 138° C e la pressione di 28 psi. Si sconsiglia l'uso di ciclo flash e di sterilizzazione a secco.

Prima di sterilizzare i manici togliere sempre le batterie.

Attenzione! Non utilizzare candeggina (sodio ipocloritico), betadine, perossidi.

La MORETTI Spa non si ritiene responsabile del processo di sterilizzazione effettuato dall'operatore in modo appropriato e convalidato.

Sostituzione delle lampadine per lame standard.

Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire la lampadina della lama usare sempre i ricambi originali indicati nel presente manuale. Per la sostituzione, svitare la lampadina posta sulla lama ed inserire quella nuova accertandovi di avere avvitato fino in fondo la lampadina nuova.

Sostituzione delle lampadine per lame a F.O.

Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire la lampadina della lama usare sempre i ricambi originali indicati nel presente manuale. Per la sostituzione della lampadina svitare la parte superiore della testa del manico ed estrarre il corpo luce svitandolo. Rimuovere la ghiera di protezione della lampadina. Svitare la lampadina ed inserire quella nuova accertandovi di avere avvitato fino in fondo la lampadina nuova. Avvitare di nuovo la ghiera di protezione ed inserire il corpo luce nella testa del manico.

Attenzione!

La ghiera di protezione della lampadina serve anche da regolazione per l'uso di lame diverse da quelle CHIMO. Regolare l'altezza della ghiera per garantire l'accensione della luce nel caso in cui si usino lame diverse da quelle CHIMO.

Sostituzione delle F.O.

Per sostituire il fascio di fibra ottica posta sulle lame, rimuovere la vite posta nel blocco di colore verde della lama. Sfilare la fibra ed inserire quella nuova facendo attenzione ad avvitare correttamente la vite di supporto.

Sostituzione delle batterie

Per sostituire le batterie del laringoscopio svitare la parte inferiore del manico ed estrarre le batterie usate se presenti. Inserire le due batterie con la polarità positiva rivolta verso l'alto.

Manico Grande : 2 Batterie tipo C / LR14

Manico Piccolo : 2 Batterie tipo AA / LR6

Ricambi

Manici

L.C. Grande : DRV228

L.C. Piccolo : DRV227

F.O. Grande : DRV252

F.O. Piccolo : DRV251

Lampadina luce convenzionale

Lame 0 - 1 : DRV193

Lame 2 - 5 : DRV194

Lampadina fibre ottiche

Lame 0 - 5 : DRV250

Avvertenze

È vietato usare il prodotto per un uso diverso da quello indicato dal presente manuale.

La Moretti Spa non si ritiene responsabile per uso diverso da quello indicato nel presente manuale

Per rispettare l'ambiente le pile scariche o difettose devono essere sempre gettate negli appositi contenitori e non gettate tra i normali rifiuti.

Rimuovere sempre le batterie e le lampadine prima di procedere con qualsiasi tipo di pulizia o sterilizzazione.

Non usare in presenza di intensi campi magnetici (risonanze magnetiche nucleari).

Utilizzare solo i ricambi indicati nel presente manuale.

Il manico e le lame devono essere controllate dopo ogni pulizia, prima di ogni uso. Per controllare il corretto funzionamento connettere la lama al manico e metterla in posizione operativa. Nel caso in cui la lampadina non si accenda oppure lampeggi, controllare possibili contatti elettrici. In caso che il problema persista, contattare il rivenditore.

La potenza di uscita di certe batterie ricaricabili può abbassarsi rapidamente durante l'utilizzo, con il risultato di un rapido calo dell'illuminazione. Si consiglia di utilizzare batterie standard.

GARANZIA

Tutti i laringoscopi sono protetti da una garanzia di **24 mesi** per ogni eventuale difetto di fabbricazione. La garanzia non copre guasti, malfunzionamenti derivanti da un cattivo uso od installazione del prodotto e parti soggette ad usura e deterioramento. L'apparecchio verrà riparato o sostituito gratuitamente a giudizio della Moretti S.p.A. purchè venga inviato tramite il rivenditore fiduciario dove è stato effettuato l'acquisto, franco di porto e accompagnato dalla presente garanzia debitamente compilata.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____