



# genuFIT<sup>®</sup> 16

## genu416

MEDICAL ORTHO<sup>®</sup>

Con un cuscinetto laterale,  
la rotula instabile  
può dormire sonni tranquilli.



## La “morbida fermezza” che tiene la rotula al suo posto.

Molto dolorosa, la dislocazione laterale della rotula è un’affezione piuttosto comune e invalidante.

GENUFIT 16 AirX e GENU 416 sono le nuove ginocchiere RO+TEN, pensate e realizzate per essere indossate da tutti coloro che vengono penalizzati da questo disturbo.

Il tutore è stato corredato di un NUOVO resistente stabilizzatore laterale al foro rotuleo a forma di “j” in materiale espanso, cucito all’interno della struttura; questo, unitamente ai tiranti di spinta, è in grado di svolgere un’azione contenitiva laterale (laddove è necessario) lasciando nel contempo libertà di movimento. Grazie ai materiali utilizzati (AirX o neoprene, a seconda del modello) e al design anatomico, le ginocchiere svolgono la loro funzione col giusto equilibrio di morbidezza e rigidità.

Non migrano durante il movimento: si indossano e si ...”dimenticano”.



## Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

È un dispositivo medico efficace nel creare un'azione di sostegno per l'articolazione femoro-rotulea. Grazie alla struttura tubolare in tessuto AirX, eccezionalmente traspirante, e allo stabilizzatore rotuleo a "J" cucito all'interno del tessuto, assicura un'efficace azione di contenimento laterale della rotula. Il sistema a tiranti, con verricello, consente di modulare la trazione desiderata con grande facilità. Dotata di stecche a spirale, non ruota in fase di applicazione e non migra durante il movimento. Utile anche nella pratica sportiva.

## Indicazioni

- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi



taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34





## Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

È un dispositivo medico efficace nel creare un'azione di sostegno per l'articolazione femoro-rotulea. Grazie alla struttura tubolare, al sistema di tiranti e allo stabilizzatore rotuleo a forma di "J" (cucito all'interno del tessuto) assicura un'efficace azione di contenimento laterale della rotula. Dotato di stecche a spirale, è utile anche nella pratica sportiva.

## Indicazioni

- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi

taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48 e oltre
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33



## Scopi applicativi



La rotula è un osso sesamoide, di forma triangolare, posta internamente al tendine del muscolo quadricipite.

Le alterazioni funzionali delle strutture anatomiche sovra e sottostanti, come ad esempio le variazioni assiali o rotazionali dell'arto inferiore, oppure le alterazioni morfo-funzionali del piede, possono influire negativamente sulla meccanica dell'articolazione femoro-rotulea e portare a problemi di instabilità.

L'instabilità rotulea può essere classificata secondo tre diversi gradi.

### **I grado:**

lateralizzazione rotulea durante la contrazione della muscolatura estensoria, con sindrome da iperpressione laterale.

### **II grado:**

accentuata inclinazione della rotula fino alla sublussazione laterale generalmente provocata da una brusca contrazione del quadricipite a ginocchio esteso. Sublussazioni recidivanti causano, nel lungo periodo, una seria sofferenza della cartilagine rotulea e trocleare.

### **III grado:**

lussazione della rotula, condizione grave che conduce una seria e progressiva sofferenza della cartilagine articolare.

Portare un tutore con sostegno tubolare a "J" fornisce un'ottimale stabilità e centraggio rotuleo evitando la lateralizzazione. Le cinghie, superiore e inferiore, contribuiscono al contenimento medio-laterale della rotula.

L'utilizzo delle ginocchiere GENUFIT 16 AirX e GENU 416 è indicato in caso di: esiti di lussazione acuta rotulea, sublussazioni laterali della rotula, disallineamento rotuleo cronico, trattamento post-operatorio nella chirurgia della rotula, utilizzo durante l'attività sportiva in pazienti affetti da modesta condropatia femoro-rotulea.



# genuFIT<sup>®</sup> 16

MEDICAL ORTHO<sup>®</sup>

Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

**PR3-G1116** DX laterale (SX mediale)

**PR3-G1116** SX laterale (DX mediale)



# genu416

MEDICAL ORTHO<sup>®</sup>

Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

**PR3-416** DX laterale (SX mediale)

**PR3-416** SX laterale (DX mediale)

9DCDP00600ITA01.0112



Fornitore ufficiale  
Pallacanestro  
Olimpia EA7  
Emporio Armani Milano



RO+TEN s.r.l.  
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC): Befinor AG (CH)  
Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio - Sede legale:  
Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI) Sede operativa e amministrativa:  
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)  
tel. +39 039 601 40 94 [www.roplusten.com](http://www.roplusten.com) - [info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com)