

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>FASCIA ADDOMINALE SEMPLICE</b></p>	<p>Rev 00</p> <p>Marzo 2015</p>
--	---	---------------------------------

Codice	<b>20-15</b>
--------	--------------

**Indicazioni**

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.

**Descrizione**

Cintura addominale slim indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento del busto per pazienti seduti su carrozzina, sedia o comoda.

La cintura dalla linea particolarmente confortevole, è facile da indossare ed è dotata di cinture regolabili in lunghezza con chiusure poste sui lati anteriori del busto che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie o comode e permettono un rapido sgancio in caso di urgenza.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti e per il mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

**Materiali componenti**

<u>Tessuto</u>	<i>vellutino accoppiato (Pam)</i>
<u>Tiranti</u>	<i>poliestere</i>
<u>Imbottitura</u>	<i>Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)</i>
<u>Parte interna</u>	<i>retina traspirante (Pes)</i>

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

**Finitura**

Cuciture

**Pulizia e disinfezione**

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri.

Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Codice nomenclatore** 12.24.06.136

**Garanzia** 12 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y122499**

**Numero di repertorio: 601227**

**Produttore** ERREGI per INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE