

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h1>SCHEDA TECNICA</h1> <h2>CINTURE DI CONTENZIONE</h2>	<p>Rev 00</p> <p>Aprile 2012</p>
---	---	----------------------------------

Codice	Descrizione
24/07S	Cintura di contenzione da letto semplice
24/07D	Cintura di contenzione da letto doppia

Indicazioni

Dispositivi realizzati per la contenzione di pazienti allettati.

Descrizione e modalità d'impiego

24/07S

Cintura formata da una fascia da assicurare all'addome del paziente tramite chiusura *Segufix*, avendo cura di non interessare bacino o cassa toracica, e da due nastri da fissare alle sponde non staccabili del letto tramite chiusure plastificate. La cintura consente al paziente la sola posizione supina.

24/07D

Cintura formata da due fasce, la più interna delle quali da assicurare all'addome del paziente tramite chiusura *Segufix*, avendo cura di non interessare bacino o cassa toracica, e da quattro nastri da fissare alle sponde non staccabili del letto tramite chiusure *Segufix*. La cintura consente al paziente la posizione supina e laterale.

Avvertenze

Le cinture di contenzione sono dispositivi medici e, in conseguenza delle specifiche condizioni d'impiego, devono essere utilizzate esclusivamente da personale medico o paramedico. L'utilizzo domiciliare, laddove prescritto, deve avvenire attenendosi strettamente a disposizioni mediche.

Le fasce delle cinture non devono essere utilizzate sul bacino o sulla cassa toracica.

Nell'assicurare la fascia al paziente, verificare che tra la stessa e l'addome possa passare una mano distesa.

Per impedire lo scivolamento del paziente, assicurare sempre i nastri alle sponde laterali del letto.

Precauzioni

Controllare sempre che le chiusure siano ben agganciate. In caso di malfunzionamento e necessità, i nastri possono essere tagliati.

Verificare sempre lo stato e l'integrità delle cinture prima dell'applicazione poiché qualsiasi danno o difetto può compromettere la sicurezza del paziente.

Controllare periodicamente il paziente che utilizza le cinture di contenzione.

Non utilizzare per pazienti ai quali è stato applicato stimolatore cardiaco.

Composizione e materiali

Fascia e nastri: 100% cotone con cuciture in poliammide

Occhielli: ottone nichelato

Ganci di fissaggio al letto: nylon 6

Chiusure magnetiche Segufix

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Istruzioni di lavaggio



Lavabile a macchina o in autoclave alla temperatura massima di 95°



Non candeggiare




Non torcere



Non stirare

E' previsto un rientro del tessuto pari all'8%.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	SCHEDA TECNICA CINTURE DI CONTENZIONE	Rev 00 Aprile 2012
---	--	---

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Codice CND: V0880

Numero di repertorio 24/07S: 642139

Numero di repertorio 24/07D: 642109

Produttore

Erregi sas

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE