

GARANZIA

Il deambulatore ascellare smontabile è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il deambulatore ascellare smontabile munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This shoulder rest walker has **2-year warranty** from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your shoulder rest walker repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

- **RV7076** Ruote in gomma-paio
- **RV7077** Ruote in gomma con freno-paio
- **RV7090** Rivestimento per antibrachiali-paio

ACCESSORI

- **RV7072** Sottoascellari imbottiti-paio
- **RV7089** Antibrachiali completi-paio

SPARE PARTS

- **RV7076** Rubber wheels for walkers-pairs
- **RV7077** Rubber wheels for walkers with brakes-pairs
- **RV7090** Spare cover for antibrachium rests-pairs

ACCESSORIES

- **RV7072** Padded shoulder rest-pairs
- **RV7089** Antibrachium rest-pairs



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE



Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.
 INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com
 MADE in P.R.C.

MA RP755F 01-A



MOPEDIA



RP755F
 • Fisso
 • Fixed

RP755F



A 9 0 4 5 7 7 3 9 8

DEAMBULATORE SOTTOASCELLARE con freni MANUALE D'ISTRUZIONI

SHOULDER WALKER with brakes INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.
 Via Bruxelles 3 - Melegnano
 52022 Cavriglia (Arezzo)
 Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

ITALIANO



Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RP755F

Grazie per aver acquistato il deambulatore ascellare smontabile della linea **MOPEDIA** by Moretti, realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, con appoggio ascellare, supporto regolabile in altezza, larghezza e profondità.

• **RP755F** _____ fisso

Istruzioni per il montaggio:

1. Per assemblare il deambulatore inserire la barra della parte posteriore nei tubi delle strutture laterali. La barra sarà inserita quando i bottoni scatteranno.
2. Usare le due barre orizzontali della parte posteriore per rinforzare tutta la struttura. Fissare le barre grazie alle quattro manopole a vite.
3. Inserire i sottoascellari regolando l'altezza desiderata dal paziente e fissarli con i due fermi presenti sulla struttura.
4. Il sedile può essere facilmente montato e smontato dalla struttura grazie ai quattro ganci di cui è dotato (RP757 optional).

ATTENZIONE: Alla presenza di fili elettrici a terra, pavimento bagnato, tappeti, giocattoli o altri ostacoli, mobili, scalini e pavimenti sconnessi. Non usare il deambulatore per salire o scendere le scale o sulle scale mobili.

ATTENZIONE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Evitare contatti prolungati con acqua e controllare periodicamente la robustezza del deambulatore. Per evitare eventuali rischi si raccomanda di tenere il deambulatore lontano dalla portata dei bambini.



• RP757 optional



ENGLISH

I Class Medical Device
according to ECC directive 93/42

Code RP755F

Thank you for purchasing demountable shoulder rest walker **MOPEDIA** by Moretti manufactured to support people with movement difficulty. It is realised in chrome plated steel tubing with four swivel wheels two of which with brakes, with shoulder rest adjustable height, width and depth.

• **RP755F** _____ fixed

How to assemble:

1. Start assembling your walker with the pole of the back frame which has to be inserted in the tubes of the lateral frame and fixed with two brass buttons.
2. Use the two horizontal poles to install in the back frame to strengthen the whole walker. Fix the poles with the four screw-buttons.
3. Adjust the rests to the patient's desired height and fix them with the two lock stems.
4. It is easy to mount and dismount the seat which is hung by means of hooks on the poles of the lateral frame (RP757 optional)

ATTENTION: Beware of electrical cords in way, wet surfaces, rugs, toys or debris, furniture, little steps and gaps in floors. Do not use the walker on stairs or escalators.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Avoid to leave the walker in contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks.



• RP757 optional