

GARANZIA

Il sedile per doccia da bagno è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare lo sgabello da bagno munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This shower bench has **2-YEAR** warranty from the purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In case you need to get your bench repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

• **RV7023** Puntale in gomma - 2 pezzi

SPARE PARTS

• **RV7023** Rubber tip - 2 pieces



MORETTI



MOPEDIA

CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

MA RS915 01 A



MOPEDIA



• **RS915**

SEDILE PER DOCCIA MANUALE D'ISTRUZIONI

SHOWER BENCH INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RS915

Grazie per aver acquistato il sedile per doccia della linea **MOPEDIA** by Moretti, fabbricato secondo i più alti standard di qualità e sicurezza. Struttura in alluminio anodizzato con sedile in polietilene pieghevole, puntali in gomma antiscivolo.

Posizionare il sedile ed aprirlo su una superficie piana e regolare. Controllare la stabilità del sedile prima dell'utilizzo. Peso max sopportabile 100 Kg.

ATTENZIONE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Pulizia

Utilizzare un panno umido ed un normale detergente per ambienti. Si raccomanda di non immergere completamente il sedile in acqua. Far scolare l'acqua dopo ogni utilizzo ed asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi o a base di candeggina, potrebbero rovinare o scolorire la superficie.

Avvertenze

Il fabbricante e il distributore declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

- Verificare che il prodotto vi sia stato consegnato in perfetto stato prima di usarlo.
- In caso di dubbi sull'utilizzazione, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.
- I pezzi usurati, danneggiati o mancanti dovranno essere sostituiti.
- Non conservare il prodotto all'esterno.
- Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così come lo stato dei puntali di gomma.

I class medical device
according to ECC directive 93/42

Code RS915

Thank you for purchasing shower bench **MOPEDIA** by Moretti, which have been manufactured according to the highest quality and safety standards. Aluminium anodized frame with polyethylene seat foldable, rubber tips.

Place the shower bench on the floor and open it. Pay attention to position it on regular surface and check its stability before using. Maximum loading weight 100 Kg

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Cleaning

Use a damp cloth and a normal detergent. We recommend not to submerge the seat in the bath water, drain the seat tubes after use and dry the seat thoroughly. Don't use harsh abrasives or bleach based cleaners which may cause damage or discoloration.

Warning

The manufacturer and distributor decline all responsibility for any consequences resulting from an incorrect use of this product.

- Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.
- If you have any doubts about the use, adjustment or maintenance of the product, please contact your dealer.
- Worn, damaged or missing components must be replaced.
- Do not store the product outdoors.
- Periodically check the stability of the product and that the screws are properly tightened and the rubber caps ends in good conditions.