

## GARANZIA

La sedia di trasferimento per vasca è garantita **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare la sedia di trasferimento per vasca munita della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

## WARRANTY

This transfer bath bench has **2-YEAR** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In case you need to get your transfer bath bench repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

### PARTI DI RICAMBIO

- RV7026 Puntale ventosa in gomma - 4 pezzi
- RV7027 Puntale in gomma - 4 pezzi

### SPARE PARTS

- RV7026 Rubber suction tips - 4 pieces
- RV7027 Rubber tips - 4 pieces



**MORETTI**



**MOPEDIA**

## CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product \_\_\_\_\_

Acquistato in data / Purchasing date \_\_\_\_\_

Rivenditore /Authorized dealer \_\_\_\_\_

Via / Street \_\_\_\_\_ Località / Place \_\_\_\_\_

Venduto a / Purchased by \_\_\_\_\_

Via / Street \_\_\_\_\_ Località / Place \_\_\_\_\_

**MORETTI S.p.A.**

INTERNET: [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) E-MAIL: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE in P.R.C.

MA RS934-935 01 A



RS934

RS935



A 9 0 5 0 7 9 1 2 5

  
**MOPEDIA**

**SEDIA TRASFERIMENTO PER VASCA  
MANUALE D'ISTRUZIONE**

**TRANSFER BENCH  
INSTRUCTION MANUAL**



**MORETTI**

Moretti S.p.A.  
Via Bruselles 3 - Melegno  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

Dispositivo Medico di Classe I  
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

## Codici RS934 - RS935

Grazie per aver acquistato la sedia di trasferimento per vasca della linea **MOPEDIA** by Moretti, realizzata per la vostra sicurezza, comoda e maneggevole per la sua struttura in alluminio anodizzato, dotata di puntali a ventosa, sedile in plastica antiscivolo in 3 pezzi; regolabile in altezza ogni 2,5 cm:

- **RS935** ..... da 42 a 55 cm
- **RS934** ..... da 41 a 54 cm

### Istruzioni per il montaggio

Lo schienale può essere inserito sia sul lato destro che sinistro. Decidere su quale lato del sedile posizionarlo, inserirlo negli appositi attacchi posti sul retro del sedile e fissarlo con i fermi in dotazione. Mettere il bracciolo a "U" inserendolo dentro l'apposito attacco e fissarlo con i fermi. Inserire le gambe dentro i tubi della struttura del sedile RS935. Peso massimo sopportabile 150kg e RS934 - 100kg.

### Regolazione dell'altezza

Regolare l'altezza del sedile sfilando i tubi delle gambe e quelli dei braccioli all'occorrenza, portandoli in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata, riposizionando il fermo sul foro. E' possibile che le due gambe all'interno della vasca abbiano un'altezza diversa rispetto alle due gambe esterne. Premere leggermente il sedile verso il basso in modo che i puntali a ventosa si attacchino bene.

### ATTENZIONE

**Assicurarsi che tutti i fermi della struttura siano inseriti bene nei fori**

### Manutenzione

Controllare regolarmente che tutti i fermi e le viti siano fissati bene. Pulire il sedile con sapone oppure con un detersivo non aggressivo. Non usare solventi, tipo acetone, che potrebbero danneggiare le parti in plastica.

I Class Medical Device  
according to ECC directive 93/42

## Codes RS934 - RS935

Thank you for purchasing transfer bath bench **MOPEDIA** by Moretti, manufactured for your safety. It is comfortable and easily-handled because of it's anodised aluminium structure. It is supplied with safe suction tips. The bath bench is height adjustable every 2,5cm:

- **RS935** ..... da 42 a 55 cm
- **RS934** ..... da 41 a 54 cm

### Mounting instructions

Attach back support by sliding mounting tubes through cylinder brackets and lock into place with spring loaded push pins. Back support is reversible to accommodate left or right tub entry. Attach U-shape armrest support tubing by sliding into mounting bracket and lock into place with loaded pushpins. Place legs with suction tips inside tubes RS935. Maximum endurable weight 150kg; RS934 - 100kg.

### To adjust height

Determine on which side of the unit you want to install the backrest. Make sure the unit will be facing the faucets with the bathtub. Adjust the unit to the desired height by pressing in the leg the push-button and sliding the leg upward or downward until the button snaps into the desired hole. It's possible that the legs inside the bathtub may be adjusted to a height different from the legs outside the bathtub. Place the transfer bench with the suction tips on the legs over the bathtub wall. The inner legs should be as close to the far wall of the tub as possible. Push down gently on the transfer bench to securely affix the suction tips to the bottom of the tub. To remove the unit from the bathtub, always release the suction tips by first pinch the tabs so as to break the suction.

### ATTENTION

**Make sure all the push buttons are engaged in selected holes. Before using the transfer bench, always test for stability by vigorously attempting to break the suction.**

### Maintenance

Verify regularly that all bolts and screws are properly tightened. Clean the pads with soap and water or mild liquid cleaners. Do not use harsh cleaning solvents, such as acetone which may attack the plastic parts.