

Dispositivo Medico di classe I
D.Lgs. 24/02/97 attuazione
della direttiva CEE 93/42

CODICI

ST422/R LACCIO EMOSTATICO ROSSO
ST422/B LACCIO EMOSTATICO BLU

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il laccio emostatico della linea EASYRED by Moretti S.p.A. I Lacci emostatici EASYRED by Moretti S.p.A. sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il laccio emostatico. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

DESTINAZIONE D'USO

Il laccio emostatico è un dispositivo che serve a fermare il flusso sanguigno. Esso viene utilizzato durante un prelievo di sangue o durante interventi di primo soccorso per il trattamento di emorragie esterne.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facenti parte della famiglia lacci emostatici sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE del 14 Giugno 1993 riguardante i dispositivi medici.

A tal scopo la Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

MODALITA' D'USO

1. Premere il bottone e sganciare la fibbia;
2. Avvolgere il laccio emostatico attorno all'arto e chiudere la fibbia;

3. Tirare l'elastico verso l'esterno finchè l'arto non è bloccato;
4. Per aprire di nuovo il laccio emostatico premere il bottone sulla fibbia.



AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

PULIZIA

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente acqua tiepida e detergente neutro.

AVVERTENZE GENERALI

È vietato l'utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale. La Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: lattice naturale ricoperto di nylon
Lunghezza: 45 cm
Larghezza: 2,5 cm
Peso: 32 g

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

Moretti S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com

E-MAIL: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

I Class Medical Device
according to ECC directive 93/42

CODES

ST422/R RED TOURNIQUET
ST422/B BLUE TOURNIQUET

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a tourniquet Easyred by Moretti S.p.A. Its design and quality guarantees comfort, safety and reliability to the user. Easyred by Moretti S.p.A. tourniquets have been designed to satisfy all your demands. This instruction manual contains advices for your safety and for a correct use of the device. In case of doubts please contact your retailer.

INTENDED USE

The tourniquet is a device that blocks the blood flow. It can be used during blood sampling or for the treatment of external hemorrhage in first aid.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under sole responsibility that the products made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to tourniquet range are in accordance with the European Directive on Medical devices (93/42/EEC).



Moretti S.p.A. guarantees and declares under sole responsibility as below:

- 1) The above mentioned products satisfy all the requirements as per annex I of the directive 93/42/CEE as per annex VII° of the before mentioned directive.
- 2) The above mentioned products are NOT MEASURING DEVICES.
- 3) The above mentioned products are NOT INTENDED FOR USE IN CLINICAL VALIDATION.
- 4) The above mentioned products are NON STERILE.
- 5) The above mentioned products are to be considered "Class I° Medical Devices.
- 6) IT IS NOT ALLOWED to use the above mentioned products except for the use indicated by the Moretti S.p.A.
- 7) The manufacturer makes all the technical documentations available to the relevant authorities which prove the compliance with the 93/42/EEC Directive.

HOW TO USE THE TOURNIQUETS

1. Push the button on the buckle and open it;
2. Put the tourniquet around the arm and close the buckle;
3. Pull the elastic band outward until the arm is blocked;
4. Push again the button on the buckle to open the tourniquet.

WARNING!

Read carefully this instruction manual for a correct use. Pay attention to the presence of children.

CLEANING

Use warm water and neutral soap to clean the product.

GENERAL WARNINGS

Do not use the product for a purpose not indicated in this manual. Moretti S.p.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration of the product. The manufacturer can modify the device or the instruction manual without prior notification.

TECHNICAL FEATURES

Material: Nylon covered latex
Length: 45 cm
Width: 2,5 cm
Weight: 32 g

GARANZIA

The product has 2-year warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchasing date _____

Authorized dealer _____

Street _____ Place _____

Sold to _____

Street _____ Place _____

Moretti S.p.a.

INTERNET: www.morettispa.com

E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.