



**KYARA**



**UMIDIFICATORE PER AMBIENTI "BUNNY"  
ROOM HUMIDIFIER "BUNNY"**

**MANUALE DI ISTRUZIONI  
INSTRUCTION MANUAL**



**MORETTI S.p.A.**  
Via Bruxelles 3 - Melegnano  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**INDICE**

CODICE .....	Pag.3
INTRODUZIONE .....	Pag.3
DESTINAZIONE D'USO .....	Pag.3
AVVERTENZE GENERALI.....	Pag.3
DESCRIZIONE GENERALE .....	Pag.3
- Vista e descrizione delle parti.....	Pag.3
AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	Pag.4
MODALITÀ D'USO.....	Pag.5
MANUTENZIONE.....	Pag.5
PULIZIA E DISINFEZIONE.....	Pag.5
CONDIZIONI DI SMALTIMENTO.....	Pag.5
- Condizioni di smaltimento generali .....	Pag.5
- Avvertenze per il corretto smaltimento ai sensi della direttiva 2002/96/CE .	Pag.6
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI .....	Pag.6
CARATTERISTICHE TECNICHE .....	Pag.6
SIMBOLOGIA.....	Pag.7
GARANZIA .....	Pag.8

## CODICE

**LT170** Umidificatore per ambienti "BUNNY"

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un umidificatore ambientale della linea KYARA by Moretti. Gli umidificatori Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'umidificatore. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

## DESTINAZIONE D'USO

Gli umidificatori sono dei dispositivi che consentono di mantenere il giusto livello di umidità in ambienti con aria secca.



### ATTENZIONE!


È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale. Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

## AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- Evitare l'esposizione diretta del dispositivo ai raggi solari o qualsiasi altra fonte di calore
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

## DESCRIZIONE GENERALE

Vista e descrizione delle parti



- A.** Tappo con elettrodi integrati (Generatore di vapore)
- B.** Serbatoio acqua

### AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Qualora la scocca del dispositivo o il cavo di alimentazione fossero danneggiati non utilizzare il dispositivo
- Non lasciare gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, scatole di cartone, ecc..) alla portata di bambini o incapaci in quanto potenziali fonti di pericolo
- Utilizzare l'apparecchio soltanto per l'uso previsto "Umidificatore per ambienti" e come descritto dal presente manuale
- L'apparecchio ha una protezione comune all'ingresso dei liquidi
- L'apparecchio non è adatto per l'uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno e protossido d'azoto
- Non maneggiare l'apparecchio con le mani bagnate o umide o mentre si sta facendo il bagno
- Non bagnare la parte superiore del generatore di vapore in quanto contiene parti elettriche. Nel caso in cui si bagnasse accidentalmente rivolgersi a personale tecnico qualificato per la verifica dell'apparecchio
- Se necessario utilizzare adattatori o prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza facendo attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente e quello di massima potenza marcato sull'adattatore
- Utilizzare il generatore di vapore solo con il contenitore (serbatoio) in dotazione
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani da fonti di calore
- Posizionare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini
- Non posizionare l'apparecchio su di una superficie morbida come (un letto o un divano)
- Durante l'uso le superfici dell'apparecchio tendono a riscaldarsi. Non posizionare quindi l'apparecchio su superfici sensibili al calore (come vetro, materiali trattati, etc...)
- Il vapore per sua natura ha temperature elevate. Per evitare quindi il rischio di scottature non dirigere il getto di vapore verso persone, animali, oggetti, cose e pareti, ecc...
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato per i propri giochi da bambini o incapaci
- Non capovolgere, muovere o movimentare l'apparecchio durante il funzionamento
- L'eventuale fuoriuscita di acqua bollente può comportare scottature e shock elettrici
- Non usare sostanze balsamiche o compresse anticalcare, la cui "atossicità" non sia stata provata
- Non bloccare od ostruire le aperture del generatore di vapore; non inserire alcun oggetto nelle aperture
- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere ad estrarre il generatore di vapore
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente
- Staccare sempre la spina dopo l'uso
- Prima di ogni operazione di movimentazione, di pulizia, di riempimento, attendere che l'apparecchio si sia raffreddato sufficientemente
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici
- Non alimentare l'apparecchio con alimentazione in corrente continua
- Durante il funzionamento collocare l'apparecchio in posizione stabile in modo da evitare urti o cadute accidentali dell'apparecchio che potrebbero causare il rovesciamento dell'acqua bollente o malfunzionamenti

### MODALITÀ D'USO

1. Mantenere l'apparecchio scollegato dalla presa di corrente, girare il generatore di

- vapore (coperchio) in senso antiorario portando la freccia in corrispondenza con il simbolo "O", dopo di che estrarlo dal contenitore
2. Versare acqua fredda fino all'apparire dell'ingrossamento sull'astina che segna il livello. Usare solo acqua di rubinetto e in nessun caso introdurre altri liquidi o sostanze. **Non utilizzare acqua demineralizzata in quanto compromette la funzionalità dell'apparecchio.** Non utilizzare acqua salata o proveniente da depuratori che usano sale
  3. Appoggiare l'apparecchio su di un piano stabile e fuori dalla portata dei bambini ed inserire. Il generatore di vapore con la freccia in corrispondenza del simbolo "O". Inserire la spina nella presa della corrente e ruotare il generatore di vapore in senso orario portando la freccia in corrispondenza del simbolo "I". In tal modo l'interruttore si azionerà automaticamente. **Considerare che saranno necessari alcuni minuti prima che abbia inizio la produzione di vapore. Non spostare o muovere l'apparecchio durante il funzionamento**
  4. Per vaporizzare e disperdere essenze balsamiche nell'ambiente, versarne qualche goccia nell'apposita vaschetta posta sotto al foro di erogazione del vapore **Non versare le essenze balsamiche nel serbatoio dell'acqua in quanto l'apparecchio potrebbe essere danneggiato irreparabilmente**
  5. Esaurita l'acqua nel contenitore la produzione di vapore cesserà automaticamente. Appena possibile scollegare la spina dalla presa di corrente
  6. Prima di introdurre acqua nel serbatoio o prima di riporre l'apparecchio si raccomanda di spegnerlo, di staccare la spina dalla presa di corrente e attendere il completo raffreddamento, quindi svuotare il serbatoio dall'acqua residua e risciacquarlo accuratamente

## MANUTENZIONE

I dispositivi della linea KYARA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.

In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

## PULIZIA E DISINFEZIONE

- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate con la spina scollegata dalla presa della corrente
- Per una disinfezione più accurata utilizzare una piccola quantità di detergente neutro e acqua
- Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente
- Il calcare presente nell'acqua depositandosi sugli elettrodi dell'apparecchio può causare una riduzione della vaporizzazione. Pulire periodicamente gli elettrodi del generatore di vapore inserendolo in una vaschetta con soluzione di acqua e anticalcare o aceto; lasciare agire per qualche ora
- **Non immergere il generatore di vapore nella soluzione oltre il livello max di 8 cm dal fondo** Prima di utilizzare il generatore di vapore ripetere l'operazione dettata in precedenza per qualche volta, ma utilizzando esclusivamente acqua. Questo elimina i residui della soluzione anticalcare

## CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

### Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le

comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.



### AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

### PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Riscaldamento dell'acqua:	Tramite elettrodi
Tensione di alimentazione:	230V-50/60Hz
Potenza assorbita in partenza:	max 800W*
Potenza assorbita:	250W*
Tempo di vaporizzazione:	circa 5-6 ore*
Capacità serbatoio:	2000ml
Peso:	1,1Kg
Dimensioni:	Diametro 180 mm Altezza 190mm

\* (dati variabili in funzione della conducibilità dell'acqua)

**N.B.** All'interno dell'apparecchio è alloggiato un fusibile di sicurezza sostituibile in caso di guasto. L'operazione di sostituzione, come tutte le altre eventuali riparazioni, deve essere eseguita dall'azienda produttrice oppure da personale autorizzato dalla stessa. Prima di procedere alla sostituzione del fusibile con uno avente le stesse caratteristiche elettriche togliere la spina dalla presa di alimentazione. Sostituire il fusibile con uno avente le stesse caratteristiche elettriche: **T6,3A 250V**

**SIMBOLOGIA**


Leggere attentamente le istruzioni



Apparecchio di Classe II



Conformità alla direttiva europea 2006/95/CE



Fabbricante ai fini della direttiva 2006/95/CE



Smaltire in conformità alle norme vigenti



Lotto



Numero Seriale

0

OFF

I

ON



Attenzione-Vapore bollente



Imballaggi riciclabili



Contribuito per il riciclaggio

## GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

## RIPARAZIONI

### - Riparazione in garanzia -

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

### - Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia -

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

### - Prodotti non difettosi -

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

## RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.



**CLAUSOLE ESONERATIVE**

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com email: info@morettispa.com****MADE IN ITALY**

**INDEX**

CODE .....	Pag.11
INTRODUCTION.....	Pag.11
INTENDED USE .....	Pag.11
GENERAL WARNING .....	Pag.11
GENERAL DESCRIPTION.....	Pag.11
- Parts view .....	Pag.11
USING WARNINGS .....	Pag.12
HOW TO USE.....	Pag.12
MAINTENANCE .....	Pag.13
CLEANING AND DISINFECTION.....	Pag.13
CONDITIONS OF DISPOSAL.....	Pag.13
- General conditions of disposal.....	Pag.13
- Treatment of electrical parts (Directive 2002/96/EC) .....	Pag.13
SPARE PARTS/ ACCESSORIES .....	Pag.14
TECHNICAL FEATURES.....	Pag.14
SYMBOLOLOGY .....	Pag.14
WARRANTY .....	Pag.15

**CODE**
**LT170** Room humidifier "BUNNY"

**INTRODUCTION**

Thank you for purchasing the KYARA humidifier by Moretti S.p.A. product range. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

**INTENDED USE**

The humidifier is intended to maintain a correct humidity level in dry rooms.


**CAUTION!**


Do not use the product for a purpose not indicated in this manual. Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product. The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

**GENERAL WARNINGS**

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual  
If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment, otherwise injury or damage may occur
- Keep the packed humidifier away from heat sources
- Avoid direct exposure of the device to direct sunlight or other heat source
- SERVICE LIFE - the humidifier use limit is defined by the wear of the parts
- DO NOT allow children to play on or operate the humidifier

**GENERAL DESCRIPTION**

Parts view



- A.** Vapour generator
- B.** Water container

### USING WARNINGS

- If the appliance casing or the power supply cable are damaged, do not use the appliance
- Do not leave any of the packaging (plastic box, cardboard boxes, etc.) within the reach of children or disabled persons are potential sources of danger
- Only use the appliance for its intended use- “room humidifier”- and as described in this manual
- The appliance has started protection against the entry of liquids
- The appliance is not suitable for use in the presence of an inflammable anaesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide
- Do not use the appliance with wet or damp hands, or when taking bath
- Do not wet the upper part of the vapour generator because it contains electrical parts. If it gets wet accidentally, contact qualified technical personnel to check the appliance
- If necessary, use adapters or extension leads that comply to the safety standard in force, paying attention not to exceed the rated current or maximum values shown on the adapter
- Only use the vapour generator with the container (tank) supplied
- Keep the appliance and the power supply cable far away from sources of heat
- Position the appliance out of the reach of children
- Do not position the appliance on a soft surface (like bed or a divan)
- When the appliance is working its surface warm up. Do not locate it on places sensitive to heat (like glass, treaty materials, etc.)
- Steam is naturally very hot and therefore to avoid the risk of scalds, avoid directing the stem jet towards people, animals, objects, articles and walls
- Do not let the children or disabled persons use the appliance as a toy
- Do not overturn, move or handle the appliance when operating  
Any spillage of boiling water could cause scalds and electric shocks
- Only use balsamic essences or anti-lime scale tablets certified, to be “non-toxic”
- Do not block the openings in the vapour generator; do not insert any objects into the openings
- Switch off the appliance and remove the plug from the power socket, before extracting the vapour generator
- Do not pull the power supply cable or the appliance to remove the plug from socket
- Always remove the plug after use
- Before handling, cleaning or filling, wait the appliance has cooled down sufficiently
- Do not leave the appliance exposed to the weather
- Do not supply the appliance with direct current
- During operation place the appliance in a stable position so as to avoid impacts or accidental falls of the same, possibly causing the spillage of boiling water or malfunctioning

### HOW TO USE

1. Keeping the appliance disconnected from the power socket, turn the steam generator anticlockwise to make the arrow line up with the “O” symbol. Next, pull it out of the container
2. Pour cold water into the container until the swelling on the level indication rod appears. Use only tap water and under no circumstances introduce other liquids or substances. **Do not use demineralised water because it damages the**

**humidifier's performance.** Do not use salted water or water belonging to purifiers using salt

3. Rest the appliance on a stable surface out of the reach of children and insert the vapour generator with the arrow lined up with the "O" symbol. Insert the plug into the power supply socket and turn the vapour generator clockwise to make the arrow line up with the "I" symbol. In this way, the switch works automatically **Bear in mind that a few minutes are necessary before vapour production starts. Do not shift or move the appliance during operation**
4. To vaporise and disperse balsamic essences in the room, pour a few drops of the same into the small vessel located under the vapour delivery hole. **Do not pour balsamic essences into the water container as the appliance could be irreversibly damaged**
5. When the water in the container runs out, vapour production ceases automatically. Remove the plug from supply socket as soon as possible
6. Before introducing water into the container or before putting it away, we recommend switching it off, removing the plug from the socket and waiting until it has completely cooled down, next, empty any residual water from the container and rinse it carefully

## MAINTENANCE

The KYARA devices by MORETTI are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. In case of repair, use only original spare parts and accessories.

## CLEANING AND DISINFECTION

- All the maintenance operations must be performed with the appliance plug removed from the power supply In case of disinfection use only mild soap and water
- Calcium present in the water deposited as lime-scale on the appliance electrodes can cause a reduction in the vapour produced
- Periodically clean the vapour generator electrodes by inserting it into a vessel with a solution of water and anti-lime or vinegar and let this work for a few hours
- Do not submerge the vapour generator in the solution beyond the level max. 8 cm before using the vapour generator repeat the previous operation a few times, only using water

## CONDITIONS OF DISPOSAL

### General conditions of disposal

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the humidifier in the appropriate disposal areas for recycling.



## TREATMENT OF ELECTRICAL PARTS

(Directive 2002/96/EC)

At the end of its life, the product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment or at retailers that provide this service. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. To remark the need to dispose of electrical equipment separately, the products is marked with crossed mobile waste bin

## SPARE PARTS/ACCESSORIES

For spare parts and accessories refer to Moretti main catalogue

## TECHNICAL FEATURES

Water heating:	<b>by electrodes</b>
Power supply:	<b>230V 50/60Hz*</b>
Starting input:	<b>max 800W*</b>
Input:	<b>250W*</b>
Steaming time:	<b>5/6 hours*</b>
	<b>2 liter tanks</b>
Weight:	<b>1,1kg</b>
Dimension:	<b>180 mm diameter</b>
	<b>190 mm height</b>

\* (variable data in function of the conductivity of the water)

**NOTE** a safety fuse is housed in the appliance which can be replaced if it blows. As for all other possible repairs, the replacement operation must be performed by the producer company or by personnel authorized by the same. Before replacing the fuse, remove the plug from the power supply socket. Replace the fuse with one with the same electrical characteristic: **T6, 3A 250V**

## SYMBOLOLOGY



Read the instruction carefully



Class II

0 ON



Conforms to the European directives  
2006/95/EC

I OFF



Manufacturer for 2006/95/EC  
Directive



Caution- Hot steam



Disposal



Recycled or recyclable  
packaging



Recycling contribution



Lot



Serial number

## **WARRANTY**

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows.

The warranty shall not be applied in the possible damages caused by improper use, abuse or alteration, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible for consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation to wrong installation or improper use.

Moretti warranty does not cover damages resulting from: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

## **REPAIRING**

### **- Warranty Repair -**

If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, can repair or replace the item, by a Moretti dealer or to Moretti headquarters.

Labor cost can be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

### **- Repair not covered by warranty -**

A product out of warranty can be sent after Moretti authorization.

The labor and shipping costs for good out of warranty are to be paid by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months from the good received.

### **- Non-Defective device -**

The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be paid by the customer.

## **SPARE PARTS**

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months from the receiving date

**EXEMPT CLAUSES**

Moretti does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti does not guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow limiting the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. The present warranty may be modified without prior notification.

**WARRANTY CERTIFICATE**

**Product** \_\_\_\_\_

**Purchased on (date)** \_\_\_\_\_

**Retailer** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_

**Sold to** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MADE IN ITALY**