



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

RED DOT elettrodo con supporto in Micropore

Codice di riferimento: 2239

Marca: INTERMED

Prezzo: 584.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
2239 BS	Busta singola da 50 pz	584.3€
2239	Confezione da 20 buste - totale 1.000 pz	584.3€

CARATTERISTICHE:

L'elettrodo 3M Red Dot 2239 studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.

Caratteristiche:

supporto in Micropore che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione cutanea;
gel conduttore solido che garantisce un'ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle;
adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione.
L'adesivo iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell'elettrodo per tutta la durata del suo utilizzo;
capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l'essiccamento anche dopo un mese dall'apertura della busta.

MARCA E MODELLO:

3M 2239

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

vedi taglie

TAGLIE:

Varianti

Codice

2239
Confezione da 20 buste - totale 1.000 pz.

2239 BS
Busta singola da 50 pz.

