



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore Afo Extrasong per piede ciondolante

Codice di riferimento: PR4-9051

Marca: RO+TEN

Prezzo: 67.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR4-951-S-Destra	Destra, S	71.9€
COD PR4-951-S-Sinistra	S, Sinistra	71.9€
COD PR4-951-M-Destra	Destra, M	71.9€
COD PR4-951-M-Sinistra	M, Sinistra	71.9€
COD PR4-951-long-Destra	Destra, long	71.9€
COD PR4-951-XL LONG-Destra	Destra, XL LONG	71.9€
COD PR4-951-long-Sinistra	long, Sinistra	71.9€
COD PR4-951-XL LONG-Sinistra	Sinistra, XL LONG	71.9€

CARATTERISTICHE:

Il tutore è realizzato con una struttura in polioossimetilene (Resina Acetalica) non igroscopico, indeformabile, resistente ed elastico. A protezione della tibia e del polpaccio è stato applicato un pannello morbido con la chiusura a velcro all'altezza

del polpaccio. Nel collo del piede è presenta un'altra chiusura anch'essa a velcro.

APPLICAZIONI:

Piede ciondolante o equinismi spastici

DIMENSIONE E PESO:

Taglie: S: altezza 28 cm, misura 35/39 M: altezza 28 cm, misura 40/43 L: altezza 34 cm, misura 41/44 XL: altezza 39 cm, oltre 44

MARCA E MODELLO:

Ro+Ten PR4-9051

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un tutore ortopedico per piede ciondolante

