



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore Afo per piede ciondolante

Codice di riferimento: PR4-9050

Marca: RO+TEN

Prezzo: 71.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR4-9050-S-Sinistra	S, Sinistra	71.9€
PR4-9050-M-Destra	Destra, M	71.9€
PR4-9050-M-Sinistra	M, Sinistra	71.9€
PR4-9050-L-Destra	Destra, L	71.9€
PR4-9050-L-Sinistra	L, Sinistra	71.9€
PR4-9050-XL-Destra	Destra, XL	71.9€
PR4-9050-XL-Sinistra	Sinistra, XL	71.9€
PR4-9050-S-Destra	Destra, S	71.9€

Caratteristiche del tutore Afo per piede ciondolante

Il tutore presenta una robusta struttura realizzata in polipropilene con bordi arrotondati. All'altezza del polpaccio è dotato di un soffice pannello con la chiusura in velcro utile a proteggere la tibia e il polpaccio e garantire il massimo comfort

durante l'utilizzo. Modificabile a caldo.

Il tutore è consigliato in caso di:

- Cadute flaccide del piede
- Equinismi spastici di media entità

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Altezza cm	28	29	34	39
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	oltre 44

Destro e sinistro

Marca e modello

RO+TEN PR4-9050

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

