



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Bastone in alluminio Bristol

Codice di riferimento: AD-32X

Marca: INTERMED

Prezzo: 19.97€

Riferimento	Variante	Prezzo
AD-32N	Nero	19.97€
AD-32M	Marrone	19.97€

CARATTERISTICHE:

Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in legno. Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da 83 ad un massimo di 96 cm. Con custodia in plastica. Puntale in gomma. Disponibile in due varianti di colore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza
da 83 a 93 cm

Portata
113 kg

MARCA E MODELLO:

Intermed AD-32X

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Varianti

Codice
Colore

AD-32M
Marrone

AD-32N
Nero

