



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Bastone in alluminio Devon

Codice di riferimento: AD-30

Marca: INTERMED

Prezzo: 20.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
AD-30-Destra	Destra	20.7€
AD-30-Sinistra	Sinistra	20.7€

CARATTERISTICHE:

Bastone in alluminio con impugnatura anatomica DX o SX. Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli. Puntale in gomma. Colore nero. Disponibile nelle due varianti impugnatura destra e sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza
da 75 a 98 cm

Portata
113 kg

MARCA E MODELLO:

Intermed AD-30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Varianti

Codice
Impugnatura

AD-30D
Destra

AD-30S
Sinistra

