



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tutore regolabile per la correzione delle malformazioni dell'avampiede Bebax b30 - grande

Codice di riferimento: mod bebax b30 (grande)

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 236.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod bebax b30 (grande)-Large-Des	Destra, Large	236.9€
mod bebax b30 (grande)-Large-Sin	Large, Sinistra	236.9€

Caratteristiche del tutore Bebax b30

Bebax b30 è un tutore pediatrico per la correzione delle malformazioni congenite dell'avampiede nella prima infanzia (metatarso varo, piede talo, piede talo valgo, piede varo, piede valgo, ecc).

Questa scarpetta ortopedica per bambini è caratterizzata da una struttura composita con separazione strumentale della parte anteriore e posteriore del piede. Tale caratteristica, in combinazione con lo snodo brevettato multidirezionale, permette di regolare la posizione dell'avampiede su tre piani: verticale, orizzontale, obliquo.

Il rivestimento in similpelle atossica, l'imbottitura della soletta in materiale anallergico e le chiusure a velcro rendono il tutore decisamente più comodo e facile da calzare e rimuovere rispetto ai prodotti termoplastici e i gessi. Inoltre consente la manipolazione quotidiana del piede da parte della madre e del fisioterapista e, a differenza di altri metodi, non causa quadri ipotonici o ipotrofici perchè comodo e rimovibile, ed è quindi ben tollerato dal piccolo.

Indicazioni

- Metatarso varo-addotto-supinato
- Trattamento di mantenimento nel post-operatorio
- In tutte quelle malformazioni congenite o strutturali in cui la tibio-tarsica sia riconducibile ad una posizione di 90°

Taglie disponibili

Large (10 1/5, 11 1/2, 12 1/2, 13 1/2).

Versione destra e sinistra.

Misurare la distanza tra la tuberosità calcaneare e l'apice dell'alluce.



Marca e modello

TIELLE CAMP mod bebax b30 (grande)

Contenuto della confezione

1 pezzo

