



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Busto rigido CAMP lombosacrale alto tipo "Knight" - Modello 632

Codice di riferimento: mod 632

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 372.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 632-Small	Small	372.6€
mod 632-Medium	Medium	372.6€
mod 632-Large	Large	372.6€
mod 632-XLarge	XLarge	372.6€

CARATTERISTICHE:

Busto rigido lombosacrale a struttura metallica imbottita e rivestita in tessuto. Il modello 632 Knight Camp XXI agisce sul tratto lombare e sacrale della colonna vertebrale grazie alla sua azione per mezzo di tre punti di appoggio (dorsale posteriore, lombare posteriore e addominale). Grazie alle numerose regolazioni e' garantita la massima comodita' al paziente.

APPLICAZIONI:

Il busto lombosacrale alto e' indicato in caso di spondilolisi e spondilolistesi lombare , ernia del disco lombare, osteoporosi, osteomalacia e, infine, fratture di apofisi trasverse e spinose lombari

TAGLIE DISPONIBILI:

Circonferenza bacino: Small (da 80 a 92 cm)

Medium (da 90 a 104 cm)

Large (da 101 a 116 cm)

XLarge (da 112 a 128 cm)

MARCA E MODELLO:

TIELLE CAMP modello 632

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un busto rigido

Domande frequenti

Quando usare il busto rigido lombosacrale alto?

Il busto rigido lombosacrale alto è utile nel caso di mialgie e miopatie con contrattura muscolare lombare. Si consiglia l'uso anche in presenza di discopatie lombari, spondilolisi, osteoporosi e fratture apofisi traverse o spinose lombari.

Il busto rigido lombosacrale alto è comodo?

Il busto rigido lombosacrale alto svolge la sua funzione di supporto della colonna senza causare fastidio al paziente. Grazie alla possibilità di regolazione il paziente può trovare la misura corretta in base alle proprie caratteristiche fisiche. Inoltre la struttura è interamente imbottita e rivestita in tessuto per assicurare un migliore comfort.

Quanto costa il busto rigido lombosacrale alto?

Il prezzo di listino del busto rigido lombosacrale alto è di 206,04€. Attenzione, il prezzo potrebbe variare in funzione di offerte o modifiche del costo di listino.

Come si indossa un busto rigido lombosacrale alto?

Indossare il busto rigido lombosacrale alto è molto semplice. È sufficiente allentare le cinghie di regolazione per avvolgere il busto attorno alla vita. A questo punto è necessario regolare le fasce in base alle proprie caratteristiche fisiche. Il busto è indossato correttamente quando fornisce supporto alla schiena, allevia il dolore e dona un'immediata sensazione di benessere.

