



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia Castop

Codice di riferimento: PR4-752

Marca: RO+TEN

Prezzo: 84€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR4-752-S-Destra	Destra, S	84€
COD PR4-752-S-Sinistra	S, Sinistra	84€
COD PR4-752-M-Destra	Destra, M	84€
COD PR4-752-M-Sinistra	M, Sinistra	84€
COD PR4-752-L-Sinistra	L, Sinistra	84€
COD PR4-752-XL-Destra	Destra, XL	84€
COD PR4-752-XL-Sinistra	Sinistra, XL	84€
COD PR4-752-L-Destra	Destra, L	84€

Caratteristiche della componente a scarpetta

La struttura della componente per il tutore tibiale è realizzata in polipropilene, un materiale modellabile a caldo che consente di personalizzare la scarpetta e assicurare così il massimo comfort. È dotato di fori per la traspirazione, in modo

da rendere più confortevole il contatto con la pelle.

Le aste articolate montanti con velcro consentono di agganciare in maniera semplice e sicura la scarpetta all'ortesi tibiale. Il cinturino anteriore con chiusura a velcro aiuta a mantenere sempre nella corretta posizione la componente. _____

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Misura scarpa cm	36/39	40/43	44/46	46 e oltre

Destra e sinistra

Marca e modello

RO+TEN PR4-752

