



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Tutore per tibia Castop componente tibiale

**Codice di riferimento:** PR4-750

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 432.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR4-750-S-Destra	Destra, S	432.8€
COD PR4-750-S-Sinistra	S, Sinistra	432.8€
COD PR4-750-M-Destra	Destra, M	432.8€
COD PR4-750-M-Sinistra	M, Sinistra	432.8€
COD PR4-750-L-Destra	Destra, L	432.8€
PR4-750-L-Sinistra	L, Sinistra	432.8€
COD PR4-750-ML-Sinistra	ML, Sinistra	432.8€
COD PR4-750-ML-Destra	Destra, ML	432.8€

### CARATTERISTICHE:

Tutore tibiale realizzato in polietilene modellabile e ritagliabile, imbottitura interna in evazote atossico. E' dotato di cinturini con chiusura a velcro, bande laterali a velcro per l'attacco della scarpetta e fori per la traspirazione.

**APPLICAZIONI:**

Fratture composte della tibia; tutore post-operatorio.

---

**MARCA E MODELLO:**

Ro+Ten.

**DIMENSIONI:**

S - circonf. polpaccio 28/33 cm, circonf. caviglia 20/25 cm, lunghezza apice rotula-terra 42/47 cm; M circonf. polpaccio 33/38 cm, circonf. caviglia 23/28 cm, lunghezza apice rotula-terra 44/49 cm; M/L circonf. polpaccio 35/40 cm, circonf. caviglia 23/28 cm, lunghezza apice rotula-terra 52/57cm; L circonf. polpaccio 38/43 cm, circonf. caviglia 25/30 cm, lunghezza apice rotula-terra 49/54cm;

