



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Collare cervicale anatomico Cervilight

Codice di riferimento: PR0-8302

Marca: RO+TEN

Prezzo: 20.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR0-8302-S	S	20.5€
COD PR0-8302-M	M	20.5€
COD PR0-8302-L	L	20.5€
COD PR0-8302-XL	XL	20.5€

CARATTERISTICHE:

Completamente realizzato in gommapiuma, il collare cervicale Cervilight assicura un elevato stato di morbidezza e comfort per il paziente, oltre che una perfetta aderenza al collo. Il collare è rivestito da una maglia tubolare di cotone anch'esso elasticizzato e radiotrasparente. La regolazione e la vestibilità del collare è permessa dalla chiusura a velcro applicata posteriormente.

APPLICAZIONI:

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale

- Artrosi cervicale

DIMENSIONE E PESO:

Taglia S, M, L, XL. Circonferenza 30/35, 36/41, 42/47, 48/53. Altezza 6-8-10 cm

MARCA E MODELLO:

Ro+Ten PR0-8302

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un collare cervicale in gommapiuma

