



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cervilight collare cervicale tipo "schanz" con regolazione a velcro

Codice di riferimento: PR0-1505

Marca: RO+TEN

Prezzo: 28.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR0- 1505-S	S	28.1€
COD PR0- 1505-M	M	28.1€
COD PR0- 1505-L	L	28.1€

È un dispositivo medico leggero e confortevole, che assicura l'immobilizzazione del tratto cervicale. La struttura in polietilene, le imbottiture ricoperte in vilpelle atossica e la possibilità di regolazione in altezza e nelle varie lunghezze forniscono il giusto supporto, garantendo il massimo della leggerezza e un comfort ottimale. La parte plastica (semirigida) è provvista di fori d'aerazione, la conformazione anatomica non compromette il flusso sanguigno. L'applicazione è semplice e veloce, grazie anche alla chiusura a velcro.

orthoself

CARATTERISTICHE

- Struttura in plastica rigida traforata per laerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Radiotrasparente • Altezza regolabile a velcro

INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta)
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale
- Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

taglia

S M L

circonf. collo cm

30/35 35/40 40/45



 **Acquista subito**