



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Collare cervicale di "Schanz" - rigido regolabile con appoggio mentoniero

**Codice di riferimento:** MOD C58

**Marca:** TIELLE CAMP

**Prezzo:** 38.48€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD C58-Small	Small	38.48€
MOD C58-Medium	Medium	38.48€
MOD C58-Large	Large	38.48€

### Caratteristiche

Collare di Schanz mod. C58 con appoggio mentoniero  
Collare di Schanz mod. C61 normale

I collari di Schanz Camp sono disegnati e realizzati nel rispetto dell'anatomia e della biomeccanica del rachide cervicale per fornire un'ottimale e corretta immobilizzazione. I materiali di alta qualità utilizzati, le morbide imbottiture e i fori di areazione, offrono un confort imbattibile. Grazie alle pratiche chiusure in velcro, il collare è facile da applicare e da regolare nella giusta altezza.

### Indicazioni

- Trattamento dei torcicolli miogeni
- Coadiuvante nei casi di colpi di frusta

- Cervicoartrosi
- Discartrosi

**Taglie disponibili**

---

Girocollo:

Small (da 25 a 32 cm)

Medium (da 33 a 39 cm)

Large (da 40 a 46 cm)

