



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 10164 - Sensura® Click Sacca Chiusa - Ricoperta In Tnt - Capacità Maxi 550 Ml - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-10164


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 50.2€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	10164
Nome prodotto:	Sensura Click Sacca chiusa ricoperta in TNT 40mm (maxi)
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	360
Conf/cartone:	12
PARAF:	905616417
EAN:	5708932338813
ISO:	09.18.05.009
Capacità:	maxi 550 ml
Flangia (mm):	40
Qta rimb. / mese:	60

VANTAGGI:



SenSura® adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'esclusivo adesivo SenSura® è costituito da due strati, progettati per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con serenità.

Vantaggi principali
Strato protettivo – protegge la pelle dal materiale in uscita dallo stomaco
Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso



Una sacca comoda e discreta

SenSura® Click chiuso dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione.

Vantaggi principali
Filtro integrato – evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili sporgenze, neutralizzando gli odori. Linguetta di rimozione – facilita la rimozione dell'adesivo senza lasciare residui sulla pelle, consentendo una più agevole sostituzione della sacca. Supporto in tessuto morbido – forte e idrorepellente, facilita l'asciugatura dopo la doccia o una nuotata.



BodyCheck

Il nostro strumento di autovalutazione online, Bodycheck, ti aiuterà a capire qual è il tuo profilo corporeo attuale e se il tuo corpo è cambiato in modo significativo. Lo strumento ti fornirà suggerimenti per la scelta della sacca e degli accessori più adatti a te.

DESCRIZIONE:

SenSura® Click è un dispositivo di aggancio meccanico a due pezzi, per una maggiore sicurezza

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza doverla rimuovere dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva SenSura® con adesivo a doppio strato, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

SenSura® Click per è disponibile con placche adesive SenSura®, piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive in formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Placca convessa, per stomie difficili da gestire

Le placche adesive SenSura® Click sono disponibili con Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera pressione diretta sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

