



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 10872 - Sensura® Mio Monoprezzo Sacca Chiusa - Per Colostomia - Dimensione Del Foro Mm 25/45 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-10872


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 96.9€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	10872
Nome prodotto:	SenSura® Mio 1pz per colostomia
Pezzi / confezione:	30
Conf/cartone:	12
PARAF:	924931633
EAN:	5708932932660
ISO:	09.18.04.003
Capacità:	medi 340 ml
Dimensioni del foro (mm):	25/45
Ritagliabile:	sì
Qta rimb. / mese:	60

VANTAGGI:



Adesivo elastico per una migliore adesione al corpo

Non esistono due corpi uguali. Nella realtà, nessun corpo è uguale a un altro sia nelle dimensioni che nella forma, che, a loro volta, tendono a cambiare nell'arco della giornata e quando ci si muove. Ecco perché è difficile trovare il dispositivo più adatto al nostro corpo.

Vantaggi principali SenSura Mio si adatta alle forme individuali del corpo e ne segue i movimenti naturali, mantenendo così un'adesione sicura. La magia sta nella elasticità dell'adesivo, che può allungarsi e ritornare alla sua forma originaria. La pelle ha una sua elasticità naturale che le permette di seguire i movimenti del corpo. SenSura Mio si comporta allo stesso modo: si piega e si allunga con la pelle quando ti muovi. SenSura Mio ti darà la sicurezza necessaria a farti svolgere in tranquillità le tue attività quotidiane anche in mezzo alla gente.



Discrezione ottimale e look naturale

Il nuovo SenSura Mio ha un aspetto diverso rispetto a qualsiasi altra sacca per stomia, poiché è progettato per ottimizzare la discrezione e garantire un look naturale.

Vantaggi principali A differenza di altri prodotti per stomia, SenSura Mio è realizzato in un materiale che siamo abituati a indossare sul corpo, ossia il materiale tessile. È morbido e confortevole a contatto con la pelle, tende a non aderire agli indumenti e rimane asciutto dopo la doccia. Inoltre, il materiale tessile rende la sacca per stomia più simile a un capo di abbigliamento che a un dispositivo medico. Il colore di SenSura Mio è stato scelto tra centinaia di colori per trovare esattamente la tonalità giusta per la massima discrezione sotto indumenti di qualsiasi colore, – incluso il bianco. SenSura Mio non tenta di imitare il corpo. Si tratta di un prodotto naturale, un accessorio personale che ottimizza la discrezione in modo da potersi sentire sempre sicuri.



Nuovo filtro per un riposo notturno migliore

Hai mai avuto problemi di rigonfiamento della sacca per stomia? Il nuovo filtro di forma circolare ha un prefiltro unico, appositamente progettato per ridurre questo problema.

Vantaggi principali La funzione del prefiltro è di proteggere la membrana in carbone attivo, trattandosi di due parti molto sensibili al contatto con le feci. In questo modo, il filtro circolare si intasa con minore frequenza, consentendo all'aria di defluire più a lungo attraverso il filtro e riducendo il rigonfiamento della sacca. In realtà, il filtro circolare ha dimostrato di ridurre il rigonfiamento della sacca fino al 61%. Il filtro circolare migliorerà la discrezione e ti aiuterà a dormire meglio la notte.

DESCRIZIONE:

SenSura® Mio fornisce una migliore adesione al corpo e una discrezione ottimale grazie alle numerose caratteristiche innovative.

Vantaggi principali:

- Adesivo elastico per un'adesione sicura alle forme individuali del corpo
- Tessuto neutro di colore grigio per una discrezione ottimale e un look naturale
- Filtro circolare per la riduzione dei rigonfiamenti della sacca

Con SenSura Mio monopezzo chiusa, l'adesivo elastico è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo. SenSura Mio monopezzo chiusa è disponibile in un'ampia gamma di placche adesive piatte in formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati disponibili nelle versioni trasparente e grigio neutro, o anche con finestra di ispezione.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

VIDEO:

[CPOC SenSuraMio2 innovation Chapter 3 IT](#) from [Coloplast A/S](#) on [Vimeo](#).

TESTIMONIANZE:

[CPOC SenSuraMio2 launch film IT](#) from [Coloplast A/S](#) on [Vimeo](#).

