



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 11023 - Sensura® Click Placca Convex Light - Dimensione Del Foro Mm 28 - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-11023


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 41.8€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	11023
Nome prodotto:	Sensura Click Placca Convex Light 28mm flangia 50mm
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	5
Pezzi / cartone:	80
Conf/cartone:	16
PARAF:	905616672
EAN:	5708932338196
ISO:	09.18.05.006
Dimensioni del foro (mm):	28
Pretagliato:	y
Flangia (mm):	50
Qta rimb. / mese:	10 max 15

VANTAGGI:



SenSura® adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'esclusivo adesivo SenSura® è costituito da due strati, progettati per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con serenità.

Vantaggi principali
Strato protettivo – protegge la pelle dal materiale in uscita dallo stomaco
Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso

L'adesivo SenSura® Xpro offre una protezione supplementare contro le fuoriuscite abbondanti. È adatto per le persone con ileostomia o urostomia che hanno fuoriuscite abbondanti che possono provocare il distacco troppo rapido degli adesivi standard.



Un sistema comodo e discreto

I dispositivi SenSura® Click sono disponibili con placca adesiva SenSura® e SenSura® Xpro, piatta o convessa. Questi dispositivi prevedono sacche svuotabili, chiuse o per urostomia.

L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive in formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.



BodyCheck

Il nostro strumento di autovalutazione online, Bodycheck, ti aiuterà a capire qual è il tuo profilo corporeo attuale e se il tuo corpo è cambiato in modo significativo. Lo strumento ti fornirà suggerimenti per la scelta della sacca e degli accessori più adatti a te.

DESCRIZIONE:

SenSura® Click è il dispositivo di aggancio meccanico a due pezzi, per una maggiore sicurezza

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio meccanico. Un 'click' sonoro conferma il bloccaggio sicuro della sacca alla placca adesiva.
- Prima che la sacca sia chiusa, può essere ruotata nella posizione desiderata, senza doverla rimuovere dalla placca adesiva.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva SenSura® con adesivo a doppio strato, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

Placca convessa, per stomie difficili da gestire

Le placche adesive SenSura® sono disponibili con Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega

cutanea). Applica una leggera pressione diretta sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

