



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 12994 - Alterna® Monopezzo Per Urostomia - Convesso Sacca Trasparente - Dimensione Del Foro Mm 25 - Quantità 10 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-12994

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 76.18€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	12994
Nome prodotto:	Convesso: sacca trasparente
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	160
Conf/cartone:	16
PARAF:	907162236
EAN:	5701780858410
ISO:	09.18.07.006
Capacità:	maxi 465 ml
Dimensioni del foro (mm):	25
Pretagliato:	y
Qta rimb. / mese:	30

DESCRIZIONE:

Con Alterna® monopezzo per urostomia, l'adesivo elastico è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo.

I dispositivi Alterna® monopezzo per urostomia sono disponibili con placche adesive piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da una varietà di formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, con due misure di sacca disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Alterna® monopezzo per urostomia dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Rubinetto sicuro e facile da usare – il rubinetto in plastica morbida è facile da gestire e il design della sacca garantisce che dopo lo svuotamento non rimanga alcun residuo di urina nella sacca.
- Valvola di non ritorno – impedisce che l'urina torni a contatto con lo stoma, riducendo il rischio di infezioni urinarie.

Convessità, per stomie difficili da gestire

Alterna® monopezzo per urostomia è disponibile con convessità ed è progettata specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma retratto o situato in una piega cutanea o una cicatrice). Applica una pressione elevata sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni sulla convessità, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

