



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 14303 - Easiflex® Placca - Placca Pro - Dimensione Del Foro Mm 10/68 - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-14303

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 20.43€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	14303
Nome prodotto:	Easiflex Placca PRO
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	5
Pezzi / cartone:	280
Conf/cartone:	56
PARAF:	939316699
EAN:	5708932409056
ISO:	09.18.05.003
Dimensioni del foro (mm):	10/68
Ritagliabile:	y
Flangia (mm):	70
Qta rimb. / mese:	10 max 15

DESCRIZIONE:

Easiflex è un dispositivo a due pezzi con aggancio adesivo, che offre i vantaggi di un monopezzo e la combinazione unica di sicurezza e flessibilità.

- La sacca è fissata saldamente alla placca adesiva mediante un sistema di aggancio adesivo.
- L'aggancio adesivo è flessibile, consentendo una libertà di movimento e rendendo Easiflex comodo e discreto da indossare.
- È possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva, consentendo di sostituire la sacca più frequentemente della placca adesiva.

I dispositivi Easiflex sono disponibili con placca adesiva per un'applicazione standard e prolungata, piana o convessa. Questi dispositivi sono disponibili con sacche aperte, chiuse e per urostomia. L'ampio assortimento è costituito da una gamma di placche adesive con formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredate di sacche in una varietà di formati, disponibili nel colore trasparente o opaco.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Easiflex è realizzato in una combinazione di materiali studiati per la sicurezza e la protezione e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento di umidità dalla pelle – garantendo la protezione della pelle e proteggendo dalle irritazioni

Placca convessa, per stomie difficili da gestire

Le placche Easiflex sono disponibili Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata per aiutare in caso di stomia difficile da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera e delicata pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultatevi con il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

