



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 15061 - Sensura® Monopezzo Chiuso - Convex Light Sacca Chiusa Con Apertura Ispezionabile Tnt - Dimensione Del Foro Mm 15/43 - Quantità 10 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-15061

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 84.2€


CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	15061
Nome prodotto:	SenSura Convex Light: sacca chiusa con apertura ispezionabile TNT 15/43mm (midi)
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	160
Conf/cartone:	16
PARAF:	939939308
EAN:	5708932454940
ISO:	09.18.04.009
Capacità:	midi 340 ml
Dimensioni del foro (mm):	15/43
Ritagliabile:	y

Qta rimb. / mese:

60

VANTAGGI:



SenSura® adesivo a doppio strato, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'esclusivo adesivo SenSura® è costituito da due strati, progettati per fornire la sicurezza necessaria per vivere ogni giorno con serenità.

Vantaggi principali
Strato protettivo – protegge la pelle dal materiale in uscita dallo stomaco
Strato vicino alla pelle – mantiene la pelle sana, assorbendo l'umidità in eccesso



Una sacca comoda e discreta

SenSura® monopezzo chiuso dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione.

Vantaggi principali
Filtro integrato – evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili sporgenze, neutralizzando gli odori
Linguetta di rimozione – facilita la rimozione dell'adesivo senza lasciare residui sulla pelle, consentendo una più agevole sostituzione della sacca
Supporto in tessuto morbido – forte e idrorepellente, facilita l'asciugatura dopo la doccia o una nuotata



BodyCheck

Il nostro strumento di autovalutazione online, Bodycheck, ti aiuterà a capire qual è il tuo profilo corporeo attuale e se il tuo corpo è cambiato in modo significativo. Lo strumento ti fornirà suggerimenti per la scelta della sacca e degli accessori più adatti a te.

DESCRIZIONE:

Con SenSura® monopezzo chiuso, l'adesivo a doppio strato SenSura® è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo.

SenSura® monopezzo chiuso è disponibile con placche adesive piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da formati pretagliati o ritagliabili per una massima personalizzazione, corredati di sacche in diversi formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca, con o senza finestra di ispezione. La finestra di ispezione è una finestra trasparente che facilita il posizionamento dell'adesivo intorno allo stoma, unendo la discrezione di una sacca opaca alla comodità di una finestra.

Placca convessa, per stomie difficili da gestire

SenSura® monopezzo chiuso è disponibile con Convex Light. La placca adesiva di forma ovale Convex Light è progettata specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una leggera pressione diretta sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni su Convex Light, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

