



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 18251 - Sensura® Mio Convex Flip Mono pezzo Aperto - Sistema A 1 Pezzo Per Ileostomia - Dimensione Del Foro Mm 10-40S - Quantità 10 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-18251


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 87.3€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	18251
Nome prodotto:	Sensura Mio Convex Flip - Sistema a 1 pezzo per ileostomia
Pezzi / confezione:	10
Conf/cartone:	10
PARAF:	972600086
EAN:	5708932034487
ISO:	09.18.07.009
Capacità:	Midi 340 ml
Dimensioni del foro (mm):	10-40 S
Ritagliabile:	Sì
Qta rimb. / mese:	90

VANTAGGI:




Si adatta alle aree sporgenti

SenSura® Mio Convex Flip è un nuovo prodotto appositamente progettato per persone con un'area sporgente. La placca adesiva curva a forma di stella aderisce saldamente a rigonfiamenti, ernie e sporgenze. I petali della forma a stella avvolgono il corpo senza creare grinze o pieghe. L'adesivo elastico e le aree curve fanno sì che il prodotto segua i movimenti del corpo, e l'anello di stabilità all'interno della sacca assicura la giusta stabilità attorno alla stomia.



Facile da usare

La placca adesiva curva a forma di stella è facile da applicare perché è rovesciata, favorendone il posizionamento accurato. Una volta posizionata, basta semplicemente rovesciare i petali sopra l'area sporgente per ottenere un'applicazione ottimale, riducendo al minimo grinze e pieghe.



Filtro circolare per un riposo notturno ottimale

SenSura® Mio Convex Flip è dotata dell'esclusivo pre-filtro circolare SenSura Mio che ha dimostrato di ridurre i casi di

rigonfiamento della sacca fino al 61%, favorendo un sonno tranquillo per tutta la notte. E senza doversi preoccupare di una sacca visibile.

DESCRIZIONE:

SenSura Mio Convex Flip è un nuovo prodotto appositamente progettato per l'applicazione su rigonfiamenti, ernie e sporgenze. La placca adesiva curva, a forma di stella, abbraccia saldamente le aree sporgenti e i petali avvolgono il corpo senza creare grinze o pieghe. L'anello stabilizza la zona centrale, in modo che la stomia riceva il supporto necessario, e indica quali punti richiedono maggiore pressione durante l'applicazione. Inoltre, l'adesivo elastico e le aree curve seguono i movimenti del corpo. Insieme, tutte queste caratteristiche offrono maggior contatto tra l'adesivo e la cute.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

VIDEO:

