



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 18404 - Sensura® Mio Convex Flip Monopezzo Per Urostomia - Sistema A 1 Pezzo Per Urostomia - Dimensione Del Foro Mm 30-40S - Quantità 1 Pezzo

Codice di riferimento: Coloplast-18404


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 79.04€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	18404
Nome prodotto:	Sensura Mio Convex Flip - Sistema a 1 pezzo per urostomia
Pezzi / cartone:	10
Conf/cartone:	10
PARAF:	972600252
EAN:	5708932034852
ISO:	09.18.07.012
Capacità:	Maxi 380 ml
Dimensioni del foro (mm):	30-40 S
Ritagliabile:	SI
Qta rimb. / mese:	30

VANTAGGI:



Si adatta alle aree sporgenti

SenSura® Mio Convex Flip è un nuovo prodotto appositamente progettato per persone con un'area sporgente. La placca adesiva curva a forma di stella aderisce saldamente a rigonfiamenti, ernie e sporgenze. I petali della forma a stella avvolgono il corpo senza creare grinze o pieghe. L'adesivo elastico e le aree curve fanno sì che il prodotto segua i movimenti del corpo, e l'anello di stabilità all'interno della sacca assicura la giusta stabilità attorno alla stomia.



Facile da usare

La placca adesiva curva a forma di stella è facile da applicare perché è rovesciata, favorendone il posizionamento accurato. Una volta posizionata, basta semplicemente rovesciare i petali sopra l'area sporgente per ottenere un'applicazione ottimale, riducendo al minimo grinze e pieghe.



In materiale tessile dall'aspetto discreto

SenSura® Mio Convex Flip è realizzata in un materiale tessile di colore grigio neutro appositamente progettato per

garantire un aspetto discreto.

DESCRIZIONE:

SenSura Mio Convex Flip è un nuovo prodotto appositamente progettato per l'applicazione su rigonfiamenti, ernie e sporgenze. La placca adesiva curva, a forma di stella, abbraccia saldamente le aree sporgenti e i petali avvolgono il corpo senza creare grinze o pieghe. L'anello stabilizza la zona centrale, in modo che la stomia riceva il supporto necessario, e indica quali punti richiedono maggiore pressione durante l'applicazione. Inoltre, l'adesivo elastico e le aree curve seguono i movimenti del corpo. Insieme, tutte queste caratteristiche offrono maggior contatto tra l'adesivo e la cute.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

VIDEO:

