



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 22030 - Guaina Urinaria Conveen® Optima - Autoadesiva In Silicone 8 Cm - Misura 30 Mm - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-22030

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 73.2€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	22030
Nome prodotto:	Conveen® Optima autoadesiva in silicone Ø30 8cm
Durata di conservazione (anni):	5
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	937494488
EAN:	5708932381369
ISO:	09.24.09.003
Misura:	30 mm
Lunghezza tubo (cm):	8 cm
Qta rimb. / mese:	30
Diametro interno in mm:	94

DESCRIZIONE:

La corretta gestione dell'incontinenza può mettere fine al timore di avere perdite in pubblico e aiuta a tornare a una vita normale.

Conveen Optima è la pluripremiata guaina urinaria di Coloplast per gli uomini con incontinenza urinaria. Discreta, affidabile e molto facile da usare, Conveen è la soluzione preferita per l'incontinenza dalla maggior parte degli utilizzatori

Per sapere qual è la giusta taglia della guaina urinaria, misurare la circonferenza del pene con un metro morbido (quello da sarta è l'ideale) e verificare nella tabella seguente il diametro della guaina corrispondente:

Facile da applicare

Il laccetto a doppia impugnatura garantisce un facile e agevole srotolamento per una vestibilità sicura, –anche per gli infermieri che indossano i guanti.

Anti-perdita

Il sistema anti-perdita è progettato per offrire la migliore sicurezza possibile. Il sistema anti-perdita è costituito da:

un anello e nervature anti-scivolamento perfette per il collegamento sicuro alla sacca di raccolta un soffietto anti-attorcigliamento per impedire il formarsi di pieghe garantendo così un flusso libero adesivo bilanciato per la massima affidabilità, ma al tempo stesso semplice e indolore da rimuovere Comoda da indossare

La guaina urinaria è realizzata in silicone PSX, elastico e traspirante per un'adesione perfetta.

Adesivo bilanciato

Conveen Optima è dotata di un adesivo 'bilanciato, affidabile e rispettoso della cute. Consente di fissare la guaina in modo sicuro al pene e non causa irritazioni cutanee. Ogni guaina può essere indossata per 24 ore.

Confezione intelligente

La confezione facile da aprire è compatta e discreta. Conveen Optima è disponibile in un guscio di plastica compatto e leggero, che può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

