



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 28114 - Speedicath® Compact Eve - Compact Eve - Misura Ch 14 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-28114

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 109.8€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	28114
Nome prodotto:	SpeediCath® Compact Eve
Pezzi / confezione:	30
Conf/cartone:	10
PARAF:	925928362
EAN:	5708932576628
ISO:	09.24.06.011
Misura:	CH14
Lunghezza tubo (cm):	9
Qta rimb. / mese:	120

VANTAGGI:



Per saperne di più

Facile da usare

Il design triangolare ergonomica facilita il controllo di SpeediCath Compact Eve, senza necessità di toccare il catetere stesso. Rimane inoltre ben saldo sulla maggior parte delle superfici durante la preparazione.



Per saperne di più

Pronto all'uso

Per una maggiore semplicità, il catetere può essere aperto con una sola torsione e richiuso dopo l'uso. SpeediCath Compact Eve è inoltre dotato di un esclusivo rivestimento idrofilo che lo rende subito pronto all'uso.



Per saperne di più

Design elegante e discreto

SpeediCath Compact Eve presenta un design elegante che ricorda i prodotti cosmetici, consentendoti di trasportarlo con assoluta discrezione. Il tutto ottenuto senza compromettere le prestazioni, la sicurezza e l'igiene.

DESCRIZIONE:

La forma triangolare ergonomica facilita il controllo di SpeediCath® Eve Compact, senza necessità di toccare il catetere stesso. L'esclusivo rivestimento idrofilo di SpeediCath' Compact Eve lo rende subito pronto all'uso. E grazie al suo design discreto, si adatterà perfettamente alla tua vita e altrettanto facilmente alla tua borsa.

VIDEO:

DOMANDE E RISPOSTE:

Dettagli Chiudi Domande e risposte Il catetere dispone di un connettore per la sacca di raccolta dell'urina?

Sì. Aprendo SpeediCath Compact Eve, si aprirà un connettore per la sacca di raccolta dell'urina.

Il catetere è facile da smaltire dopo l'uso?

SpeediCath Compact Eve può essere richiuso con un semplice gesto, in modo da poterlo smaltire o portare con te.

Perché il catetere ha una forma triangolare?

Il design ergonomico rende il catetere facile da controllare e garantisce una presa migliore durante la manipolazione. Quando il catetere è posizionato su una superficie piana, fornisce inoltre un posizionamento stabile.

Come si apre il catetere?

Il catetere può essere aperto con una semplice rotazione verso sinistra o verso destra.

Che cos'altro devo sapere? Quando è chiuso, il catetere è lungo 11 cm. È immediatamente pronto all'uso grazie all'esclusivo rivestimento idrofilo. È privo di PVC e ftalati. È disponibile in CH12. Presto sarà disponibile anche in CH10 e

CH14. Chiudi

