



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 28212 - Speedicath® - Control Uomo Nelaton - Misura Ch 12 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-28212

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 104.31€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	28212
Nome prodotto:	SpeediCath Control uomo Nelaton
Durata di conservazione (anni):	2
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	300
Conf/cartone:	10
PARAF:	932149800
EAN:	5708932416757
ISO:	09.24.06.012
Misura:	CH 12
Lunghezza tubo (cm):	40
Qta rimb. / mese:	120

VANTAGGI:

Esclusivo rivestimento e occhielli levigati

SpeediCath è dotato di un rivestimento idrofillico unico e brevettato. Vantaggi principali: 1) Rivestimento idrofillico avanzato si compone di tre elementi: 1) Rivestimento di base: Il rivestimento di base garantisce che il rivestimento rimanga uniforme e regolarmente distribuito durante l'inserimento e la rimozione, ed evita lo sfregamento con il rivestimento superiore. 2) Rivestimento superiore: Il rivestimento superiore uniforme fornisce un livello ottimale di assorbimento dell'acqua, rendendo la superficie estremamente liscia e riducendo al minimo l'attrito. 3) Soluzione fisiologica: SpeediCath è immerso in una soluzione fisiologica, che garantisce un'idratazione del rivestimento continua e ottimale, rendendolo immediatamente pronto all'uso. SpeediCath è inoltre dotato di occhielli levigati per creare bordi più regolari tra l'occhiello e la superficie del catetere, progettati per ridurre al minimo l'attrito e il rischio di trauma uretrale. Attraverso un processo specificamente sviluppato per SpeediCath, il bordo di ogni occhiello è levigato per creare un passaggio delicato e perfetto tra l'occhiello e la superficie del catetere, assicurando il massimo comfort durante l'inserimento e la rimozione.

Quando la sicurezza viene prima di tutto

SpeediCath è sicuro e facile da usare. Il rivestimento idrofillico e gli occhielli levigati forniscono un cateterismo sicuro, facile e comodo. SpeediCath è inoltre realizzato in PVC ed è privo di ftalati, per garantire una protezione totale della salute e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Il primo catetere immediatamente pronto all'uso

Per saperne di più

SpeediCath è il primo catetere immediatamente pronto all'uso introdotto sul mercato quasi 15 anni fa. Da allora ha definito gli standard per l'autocaterismo. L'esclusivo rivestimento idrofillico brevettato assicura che il catetere sia pronto per essere utilizzato una volta estratto dalla confezione, senza aggiunta di acqua o lubrificazione. Il rivestimento copre anche gli occhielli levigati, garantendo una superficie liscia del catetere che riduce al minimo il rischio di danno uretrale. Il rivestimento idrofillico e gli occhielli levigati rivestiti sono disponibili su tutti i cateteri SpeediCath.

DESCRIZIONE:

SpeediCath è un catetere immediatamente pronto all'uso, semplice e veloce da utilizzare. Non è necessario aggiungere acqua o lubrificazione né attendere che il rivestimento si attivi. Non c'è niente di più veloce o più semplice.

SpeediCath è progettato per aumentare il comfort e ridurre al minimo il rischio di danni uretrali. L'esclusivo rivestimento idrofillico e i fori smussati assicurano un cateterismo eccezionalmente facile durante l'inserimento e la rimozione.

SpeediCath è veloce e facile da usare. L'anello offre una facile apertura e il punto adesivo assicura che il catetere rimanga fisso nella posizione in cui è collocato.

Studi recenti dimostrano che SpeediCath è preferito dagli utenti per la sua comodità, velocità e discrezione(1). SpeediCath è il catetere sicuro e affidabile che fissa gli standard per il cateterismo da quasi 15 anni. È disponibile in una varietà di lunghezze e dimensioni per soddisfare le esigenze di donne, uomini e bambini.

I vantaggi di SpeediCath:

- Immediatamente pronto all'uso grazie all'esclusivo rivestimento idrofillico
- Semplice e intuitivo da usare
- Progettato per ridurre l'attrito e aumentare il comfort grazie al rivestimento idrofillico e ai fori smussati

- Caratteristica apertura a strappo per un facile utilizzo
- Punto adesivo per fissare il catetere nella posizione in cui è collocato
- Realizzato senza PVC e privo di ftalati, è totalmente sicuro per la salute e riduce al minimo l'impatto ambientale

Riferimenti

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001; 10:325-329.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

VIDEO:

DOMANDE E RISPOSTE:

D: Che tipo di rivestimento ha SpeediCath?

R: SpeediCath ha un rivestimento idrofilico unico e brevettato, in una soluzione fisiologica che lo rende immediatamente pronto all'uso senza alcuna preparazione.

D: Qual è la particolarità degli occhielli presenti su SpeediCath?

R: Gli occhielli di SpeediCath sono levigati e rivestiti per creare bordi più regolari tra l'occhiello e la superficie del catetere, riducendo al minimo l'attrito e il rischio di trauma uretrale. Attraverso un processo specificamente sviluppato per SpeediCath, il bordo di ogni occhiello è levigato per creare un passaggio delicato e perfetto tra l'occhiello e la superficie del catetere, assicurando il massimo comfort durante l'inserimento e la rimozione.

D: SpeediCath può essere riutilizzato?

R: No, SpeediCath è un catetere sterile, monouso.

