



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## **Coloplast Cod. 28522 - Speedicath® Compact Set - Compact Set Donna - Misura Ch 12 - Quantità 20 Pezzi**

**Codice di riferimento:** Coloplast-28522

**Marca:** COLOPLAST

**Prezzo:** 139.08€

### **CARATTERISTICHE:**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>28522</b>                  |
| Nome prodotto:          | SpeediCath® Compact Set Donna |
| Pezzi / confezione:     | 20                            |
| Conf/cartone:           | 3                             |
| PARAF:                  | 931837215                     |
| EAN:                    | 5708932534444                 |
| ISO:                    | 09.24.06.015                  |
| Misura:                 | CH12                          |
| Qta rimb. / mese:       | 60                            |
| Dimensioni (cm):        | 9                             |

### **VANTAGGI:**



## I vantaggi più importanti

### Uno sguardo più da vicino a SpeediCath Compact Set

Che si tratti della difficoltà di collegare il catetere a una sacca per l'urina, dell'inconveniente di doversi ricordare delle varie parti che compongono il prodotto, o della scomodità di trasportare e custodire soluzioni voluminose, gli utilizzatori di catetere hanno molto da affrontare. SpeediCath Compact Set è un catetere con sacca integrata, immediatamente pronto all'uso e, grazie ad un design estremamente semplice, è abbastanza piccolo da essere tenuto in tasca o in borsetta. È disponibile nelle versioni per uomo e per donna. Caratteristiche principali: È l'unico catetere compatto e discreto con sacca integrata disponibile sul mercato. Giudicato come il miglior catetere integrato disponibile sul mercato dal 90% degli operatori sanitari\*. L'innovativo design vincente permette di tenere il catetere in tasca o in borsetta, con estrema facilità. Un rivestimento unico per un utilizzo facile e immediato. Semplice ed intuitivo per l'uso quotidiano, dentro e fuori casa. Quali sono le differenze tra SpeediCath Compact Set e altre soluzioni complete? SpeediCath Compact Set è l'unico catetere compatto e discreto con una sacca integrata e sterile. Il suo design rivoluzionario offre agli utilizzatori una soluzione semplice, con un notevole risparmio di tempo nel praticare il cateterismo. \*Valutazione del prodotto SpeediCath Compact Set, grazie alle risposte fornite da 70 operatori sanitari e 550 utilizzatori finali, nel periodo febbraio-settembre 2013.  

### Maggiori informazioni sull'app WheelMate

Nuova app per localizzare la toilette accessibile ai disabili più vicina

Vuoi conoscere i servizi igienici e i parcheggi migliori per la loro accessibilità della tua zona?

Presentazione dell'applicazione per smartphone e del sito Web WheelMate che ti consente di: Individuare il bagno più vicino, quando si è fuori casa. Pianificare viaggi in piena sicurezza, individuando i servizi igienici e i posti auto in anticipo. Aggiungere i servizi igienici e i posti auto direttamente sull'app o sul sito web. Pianificare e commentare i luoghi già elencati. Le altre posizioni già aggiunte su WheelMate da te e dai tuoi amici sulla sedia a rotelle, per rendere WheelMate ancora più utile. Scarica l'app per Android o iPhone e inizia ad aggiungere posizioni oggi stesso, in modo da avere tutto sotto controllo quando sei fuori casa.

## DESCRIZIONE:

SpeediCath® Compact Set è il nuovo catetere con sacca integrata progettato per praticare il cateterismo fuori casa in modo semplice. Grazie ad un design incredibilmente semplice, è abbastanza piccolo da essere portato in tasca o in borsetta. Più di 889 utilizzatori hanno valutato SpeediCath Compact Set e l'88% lo ha trovato facile da usare.\*

È disponibile nelle versioni per uomo e per donna

È l'unico catetere compatto e discreto con sacca integrata disponibile sul mercato. Giudicato come il miglior catetere

integrato disponibile sul mercato dal 90% degli operatori sanitari\*L'innovativo design vincente permette di tenere il catetere in tasca o in borsetta, con estrema facilitàUn rivestimento unico per un utilizzo facile e immediatoSemplice ed intuitivo per l'utilizzo fuori casa

\*Valutazione del prodotto SpeediCath Compact Set, grazie alle risposte fornite da 70 operatori sanitari e 550 utilizzatori finali, nel periodo febbraio-settembre 2013.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

## **VIDEO:**

## **DOMANDE E RISPOSTE:**

D: Come faccio ad aprire SpeediCath Compact Set?

R: SpeediCath Compact Set è molto facile da aprire, anche per le persone con una manualità limitata. Basta ruotare e rimuovere il coperchio

D: Come si inserisce il catetere?

R: SpeediCath Compact Set è un catetere pre-lubrificato e, quindi, immediatamente pronto per l'uso. Uso per l'uomo: Sollevare il pene e inserire il catetere fino a quando l'urina inizia a fluire.Uso per la donna: Inserire il catetere fino a quando l'urina inizia a fluire.

D: Che tipo di rivestimento è presente su SpeediCath Compact Set?

R: SpeediCath Compact Set è dotato di un rivestimento idrofilico esclusivo che copre anche gli occhielli levigati. In questo modo si garantisce un cateterismo eccezionalmente facile durante l'inserimento e la rimozione.

---

D: Come faccio a sigillare il prodotto dopo l'uso?

R: Accertarsi di inserire il catetere nel tubo e di sigillarlo prima di aprire e svuotare la sacca, in modo da evitare fuoriuscite di urina dal catetere.

D: Come faccio a svuotare la sacca?

R: Aprire la sacca per l'urina tirando via il rubinetto in alto a destra. Svuotare la sacca nella toilette.

D: Come faccio a smaltire il prodotto?

R: Dopo avere svuotato la sacca, è possibile avvolgerla attorno all'impugnatura e reinserire il tappo. In questo modo, il prodotto è molto discreto da smaltire.

