



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coloplast Cod. 33404 - Biatain® Silicone - Dimensione Cm 15X19 (Sacro) - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-33404

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 71.5€

CARATTERISTICHE:

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Codice articolo: | 33404 |
| Nome prodotto: | Biatain® Silicone 15x19 (Sacro) |
| Pezzi / confezione: | 5 |
| Conf/cartone: | 16 |
| PARAF: | 971217500 |
| EAN: | 5708932026192 |
| ISO: | 09.21.12.012 |
| Qta rimb. / mese: | 6 |
| Dimensioni (cm): | 15x19 (Sacro) |

DESCRIZIONE:

Esclusiva schiuma 3D per un assorbimento superiore

A contatto con l'essudato, la struttura 3D in schiuma di Biatain® Silicone si conforma perfettamente al letto di lesione per un assorbimento superiore anche sotto compressione (3). L'esclusiva struttura 3D in schiuma assorbe l'essudato verticalmente e, assieme allo strato super assorbente, blocca il fluido al suo interno, lasciando comunque umida la lesione per garantire le condizioni ottimali per la guarigione. Le proprietà di gestione dei fluidi di Biatain® Silicone garantiscono il controllo dell'essudato, riducendo al minimo i rischi di perdite e di macerazione.

Adesione delicata e sicura

Lo strato adesivo in silicone fornisce un'adesione sicura per mantenere la medicazione in posizione e, al contempo, garantire una rimozione pressoché indolore (1,2). La struttura soffice e flessibile di Biatain® Silicone garantisce una perfetta conformabilità alla lesione e al corpo, mentre il tampone in schiuma a livello della cute rende Biatain® Silicone confortevole da usare – anche sotto compressione (2).

Uso intuitivo

Biatain® Silicone ha un'apertura no-touch in 3 parti per consentire un'applicazione asettica e semplice.

Meno cambi di medicazione

Grazie all'assorbimento superiore, è possibile ottenere una riduzione fino al 50% dei cambi di medicazione (3,4).

Composizione del prodotto

Biatain® Silicone è una medicazione in schiuma di poliuretano soffice e conformabile, dotata di un top film semipermeabile, impermeabile ai batteri e all'acqua, di uno strato super assorbente e di un delicato strato adesivo in silicone.

Utilizzo

Biatain® Silicone è indicato per un'ampia gamma di lesioni essudanti croniche e acute, quali le ulcere degli arti inferiori, le ulcere da pressione, le ulcere del piede diabetico non infette, i siti di prelievo cutaneo, le lesioni post-operatorie e le lesioni traumatiche (ad esempio, abrasioni cutanee, lacerazioni e tagli). Può essere utilizzato in combinazione con la terapia compressiva e può essere lasciato in situ fino a 7 giorni.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

BIBLIOGRAFIA

1. Cartier H et al. Wound management with the Biatain® Silicone foam dressing: A multicentre product evaluation. Wounds International 2014;10(4).
2. Chadwick P et al. Biatain® Silicone dressings: A case series evaluation. Wounds International 2014;5(1).
3. Andersen MB and Marburger M. Comparison of 24 hours fluid handling and absorption under pressure between ten wound dressings with silicone adhesive. Presentato all'EWMA 2015.
4. Thomas S. Laboratory findings on the exudate-handling capabilities of cavity foam and foam-film. Journal of Wound

Care 2010;19(5):192-99.

 **Acquista subito**