

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 3486 - Biatain Adesivo Contour - Dimensione Cm Contour Ø17 - Quantità 5 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-3486


Marca: COLOPLAST

Prezzo: 31.95€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	3486
Nome prodotto:	Biatain® adesivo Contour
Pezzi / confezione:	5
Conf/cartone:	16
PARAF:	924691823
EAN:	5708932544184
ISO:	09.21.12.012
Qta rimb. / mese:	6
Dimensioni (cm):	Contour Ø17

VANTAGGI:



Scopri gli altri principali vantaggi

Esclusiva struttura 3D in schiuma di poliuretano

Esclusiva struttura 3D in schiuma di poliuretano per un assorbimento superiore. Vantaggi principali
A contatto con l'essudato, l'esclusiva struttura 3D in schiuma di Biatain si conforma perfettamente al letto di lesione – anche sotto compressione. L'esclusiva struttura 3D della schiuma assorbe l'essudato verticalmente e blocca il fluido al suo interno, lasciando umida la lesione per garantire condizioni ideali di guarigione in ambiente umido.



Per saperne di più

Medicazione soffice e flessibile

Biatain Adesivo è una medicazione soffice e flessibile. Vantaggi principali Biatain Adesivo è una medicazione soffice e flessibile, molto confortevole da usare.

DESCRIZIONE:

Esclusiva struttura 3D in schiuma di poliuretano per un assorbimento superiore

A contatto con l'essudato, l'esclusiva struttura 3D in schiuma di Biatain® si conforma perfettamente al letto di lesione per un assorbimento superiore – anche sotto compressione (1-3).

Medicazione soffice e flessibile

Biatain® Adesivo è una medicazione soffice e flessibile, molto confortevole per il paziente (4,5).

Gestione dell'essudato superiore

Le caratteristiche ottimali di assorbimento e ritenzione dell'essudato riducono al minimo il rischio di macerazione e perdite (1). Questa medicazione adesiva è indicata per l'uso su lesioni con cute perilesionale sana e nelle aree in cui è richiesta una maggiore adesività.

Lunghi tempi di impiego

Grazie alla capacità di assorbimento superiore di Biatain® la medicazione può essere impiegata a lungo. Studi hanno dimostrato che Biatain® è una soluzione efficace dal punto di vista dei costi, con un tempo di impiego che può arrivare fino a 7 giorni (6-8).

Modalità di azione

L'esclusiva struttura 3D della schiuma assorbe l'essudato verticalmente e blocca il fluido al suo interno, lasciando umida la lesione per garantire ottimali condizioni di guarigione in ambiente umido.

Composizione

Biatain® Adesivo è una medicazione in schiuma di poliuretano soffice e conformabile, con un bordo adesivo idrocolloidale.

Utilizzo

Biatain® Adesivo può essere utilizzato su un'ampia gamma di lesioni essudanti, comprese le ulcere degli arti inferiori, le ulcere da pressione, le ustioni di secondo grado, i siti di prelievo cutaneo, le lesioni post-operatorie e le abrasioni

cutanee. Biatain® Adesivo può essere utilizzato in combinazione a terapia compressiva.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

BIBLIOGRAFIA

1. Andersen KE et al. A randomised, controlled study to compare the effectiveness of two foam dressings in the management of lower leg ulcers. *Ostomy/Wound Management* 2002;(48)8:34-41.
2. Thomas S et al. [www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf](http://www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf)
3. Reitzel N et al. An in-vitro test of absorption capacity of foam dressings under pressure. *EWMA* 2008.
4. Jørgensen B et al. A randomised, controlled trial on safety and performance of a new foam dressing on venous leg ulcers. *EWMA* 2008.
5. Vogensen H. Evaluation of Biatain® Soft-hold foam dressing. *British Journal of Nursing* 2006;15(21):1162-65.
6. Bale S et al. Time to healing and HRQoL in the treatment of pressure ulcers with foam dressings. *EWMA* 2002.
7. White R and Cutting KF. Modern exudate management: a review of wound treatments. *WorldWideWounds* 2006.
8. Romanelli M et al. Exudate management made easy. *Wounds International* 2010;1(2).

