



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Coloplast Cod. 3915 - Physiotulle® - Dimensione Cm 15X20 - Quantità 10 Pezzi

**Codice di riferimento:** Coloplast-3915

**Marca:** COLOPLAST

**Prezzo:** 50.42€

### CARATTERISTICHE:

<b>Codice articolo:</b>	<b>3915</b>
Nome prodotto:	Physiotulle®
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	170
Conf/cartone:	17
PARAF:	904244199
EAN:	5708932225915
ISO:	09.21.12.006
Qta rimb. / mese:	6
Dimensioni (cm):	15x20

### DESCRIZIONE:

Facile da posizionare e da utilizzare

Physiotulle® non si attacca ai guanti e alle forbici durante l'applicazione. La sua struttura sottile e flessibile costituisce l'interfaccia di contatto ideale per un'ampia gamma di lesioni essudanti.

---

#### Comfort e protezione

Il composto di idrocolloide e vaselina garantisce che la medicazione non si asciughi e non aderisca al letto di lesione, assicurando una rimozione atraumatica.

Favorisce una guarigione più rapida (1)

A contatto con l'essudato della lesione, la medicazione assorbe l'essudato e assicura una guarigione in ambiente umido (1,2).

#### Modalità di azione

A contatto con l'essudato della lesione, le particelle di vaselina e idrocolloide, carbossimetilcellulosa (CMC), si espandono per formare un gel coeso che aiuta a mantenere l'ambiente umido ideale per una guarigione più rapida (1,2).

#### Composizione

Physiotulle è costituito da una trama di poliestere impregnata con particelle di CMC sospese in vaselina.

#### Utilizzo

Physiotulle® è indicato per lesioni acute e croniche da scarsamente ad altamente essudanti, ustioni superficiali, siti di prelievo cutaneo, lesioni post-operatorie, abrasioni cutanee, ulcere da pressione e ulcere degli arti inferiori. Può essere usato in associazione a un'ampia gamma di medicazioni secondarie assorbenti e anche sotto compressione.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

#### BIBLIOGRAFIA

1. Humbert et al. Acute and superficial chronic wound management in outpatient care. Impact Medicine 2003;35:10-13.
2. Dealey C. The care of wounds – A guide for nurses. 2nd edition, Blackwell Science, 1999.

