



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 3927 - Physiotulle® Ag - Dimensione Cm 15X15 - Quantità 10 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-3927

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 167.4€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	3927
Nome prodotto:	Physiotulle® Ag
Durata di conservazione (anni):	2
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	170
Conf/cartone:	17
PARAF:	904244225
EAN:	5708932327879
ISO:	09.21.12.006
Qta rimb. / mese:	6
Dimensioni (cm):	15x15

DESCRIZIONE:

Facile da posizionare e da utilizzare

Physiotulle® Ag non si attacca ai guanti e alle forbici durante l'applicazione. La sua struttura sottile e flessibile costituisce l'interfaccia di contatto ideale per un'ampia gamma di lesioni essudanti.

Comfort e protezione

Physiotulle® Ag non si asciuga e non si attacca al letto di lesione, per una rimozione atraumatica. Physiotulle® Ag può essere utilizzato in combinazione con una vasta gamma di medicazioni assorbenti secondarie.

Rilascio d'argento continuo e controllato

A contatto con l'essudato della lesione, la medicazione assorbe il liquido mentre l'argento viene rilasciato nel letto di lesione. Il rilascio di argento è continuo per l'intero tempo di impiego (fino a 3 giorni).

Favorisce una guarigione più rapida della lesione

La struttura a trama aperta di Physiotulle® Ag favorisce l'assorbimento dell'essudato della lesione in una medicazione assorbente secondaria e si è dimostrata capace di ridurre la superficie ulcerosa della lesione infetta del 55% in 4 settimane (3,5).

Modalità di azione

A contatto con la lesione, le particelle idrocolloidali assorbono l'essudato mentre l'argento viene rilasciato nel letto di lesione.

Composizione

Physiotulle® Ag è composto da una trama in poliestere impregnata di particelle di carbossimetilcellulosa (CMC) sospese in vaselina. Contiene sulfadiazina d'argento, una sostanza con effetto antibatterico ad ampio spettro contro i batteri gram-positivi e negativi, compreso l'MRSA (4,5).

Utilizzo

Physiotulle® Ag è indicato per le lesioni croniche e acute da scarsamente ad altamente essudanti. Physiotulle® Ag può essere utilizzato nelle lesioni con ritardo nella guarigione dovuto a colonizzazione critica o a rischio di infezione. Sicuro anche in caso di MRI (2).

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

BIBLIOGRAFIA

1. Humbert et al. Acute and superficial chronic wound management in outpatient care. Impact Medecine 2003;35:10-13.
2. Hanson LG et al. Magnetic resonance imaging safety and compatibility for three silver containing wound dressings. EWMA & ETRS 2005.
3. Jørgensen et al. Effect of a new silver dressing on chronic venous leg ulcers with signs of critical colonisation. Journal of Wound Care 2006; 15(3):97-100.
4. Fox. Archives of Surgery 1968; 96:184-88.

5. Hamilton-Miller et al. Chemotherapy 1993;39(6):405-9.

 **Acquista subito**