



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Coloplast Cod. 46316 - Alterna® Mio Monopezzo Chiuso - Ricoperta In Tnt - Dimensione Del Foro Mm 20/75X60 - Quantità 30 Pezzi**

**Codice di riferimento:** Coloplast-46316

**Marca:** COLOPLAST

**Prezzo:** 93.3€

### **CARATTERISTICHE:**

<b>Codice articolo:</b>	<b>46316</b>
Nome prodotto:	Alterna Mio Sacca chiusa ricoperta in TNT 20/75x60mm (maxi)
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	901654160
EAN:	5701780645256
ISO:	09.18.04.003
Capacità:	maxi 500 ml
Dimensioni del foro (mm):	20/75x60
Ritagliabile:	y
Qta rimb. / mese:	60

## **DESCRIZIONE:**

Con Alterna® Mio monopezzo chiuso, l'adesivo elastico è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo. I dispositivi Alterna® Mio monopezzo chiusi sono disponibili con placche adesive—piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredati di sacche in diversi formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

### **Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle**

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

### **Una sacca comoda e discreta**

Alterna® monopezzo chiuso dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Filtro efficiente – il filtro integrato a tre strati evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili sporgenze, neutralizzando gli odori
- Supporto in tessuto morbido – forte e idrorepellente, facilita l'asciugatura dopo la doccia o una nuotata
- Adesione perfetta alle forme corporee – la forma della sacca anatomica la rende discreta e comoda da indossare

### **Convessità, per stomie difficili da gestire**

Alterna® Mio monopezzo chiuso è disponibile con due diversi livelli di convessità ed è progettato specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea). Applica una pressione sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Convex Light: Una soluzione per stomie a filo o leggermente retratte, che offre una protezione aggiuntiva grazie a una pressione leggera e delicata sull'addome. Convesso: Una soluzione per stomi retratti, pieghe profonde della pelle e cicatrici, che fornisce una protezione aggiuntiva grazie a una pressione da moderata ad alta sull'addome. Per ricevere maggiori informazioni sulla convessità, consultate il vostro stomaterapista. E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

