



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 4632 - Biatain® Super, Non Adesivo - Dimensione Cm 12.5X12.5 - Quantità 10 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-4632

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 70.76€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	4632
Nome prodotto:	Biatain® Super Non Adesivo
Pezzi / confezione:	10
Pezzi / cartone:	240
Conf/cartone:	24
PARAF:	932411667
EAN:	5708932158671
ISO:	09.21.12.003
Qta rimb. / mese:	10
Dimensioni (cm):	12,5x12,5

DESCRIZIONE:

Indicata per lesioni da scarsamente ad altamente essudanti

La rapidità di assorbimento, distribuzione e ritenzione dell'essudato consente di utilizzare appieno la capacità di assorbimento, riducendo al minimo il rischio di macerazione e perdite, anche nelle lesioni altamente essudanti.

Ambiente umido ottimale per una guarigione più rapida della lesione.

Il tampone idrocapillare assorbe rapidamente l'essudato verticalmente e lo distribuisce orizzontalmente. Le medicazioni favoriscono l'ambiente umido ideale per una guarigione più rapida della lesione.

Il tampone idrocapillare assorbe l'essudato che passa attraverso lo strato a contatto con la lesione. Lo strato a contatto con la lesione permette il passaggio di un livello adeguato di essudato, mantenendo un ambiente umido di guarigione per lesioni scarsamente, mediamente e altamente essudanti.

Un'unica medicazione semplice da usare

Rispetto ad altre medicazioni altamente assorbenti, Biatain® Super è una soluzione efficace dal punto di vista dei costi e non necessita dell'aggiunta di ulteriori medicazioni a contatto con la lesione(4).

Modalità di azione

Le particelle super assorbenti assorbono e ritengono quantità scarse, medie ed elevate di essudato. Le fibre distribuiscono l'essudato attraverso il tampone per massimizzare l'assorbimento. Un elevato indice di permeabilità (MVTR) determina una capacità superiore di gestione dell'essudato.

Composizione

Biatain® Super, Non adesivo è composto da un tampone idrocapillare super assorbente con un top film in poliuretano semipermeabile che isola da acqua e batteri, e uno strato non adesivo a contatto con la lesione. Lo strato non adesivo a contatto con la lesione separa il tampone assorbente dalla lesione e dalla cute perilesionale, riducendo il rischio che il prodotto aderisca alla lesione.

L'essudato passa attraverso lo strato a contatto con la lesione e viene assorbito dal tampone assorbente. Il tampone assorbe rapidamente l'essudato verticalmente e lo distribuisce orizzontalmente.

Utilizzo

Biatain® Super può essere utilizzata per il trattamento di un'ampia varietà di lesioni essudanti, comprese le ulcere degli arti inferiori, le ulcere da pressione, le ulcere del piede diabetico, le ustioni di secondo grado, le ferite chirurgiche e le abrasioni cutanee. Biatain® Super è indicata per l'uso con terapia compressiva.

Biatain® Super è una medicazione idrocapillare altamente assorbente che favorisce le condizioni ideali per la guarigione di lesioni essudanti in ambiente umido.

Il tampone idrocapillare assorbe l'essudato che passa attraverso lo strato a contatto con la lesione. Lo strato a contatto con la lesione permette il passaggio di un livello adeguato di essudato, mantenendo un ambiente umido di guarigione per lesioni scarsamente, mediamente e altamente essudanti.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

BIBLIOGRAFIA

1. Morris L. Descriptive evaluation of Alione Hydrocapillary dressing. British Journal of Nursing 2003: 12(10): 630-35.

2. Norkus A et al. Use of a Hydrocapillary dressing in the management of highly exuding ulcers: a comparative study. Journal of Wound Care 2005: 14(9):429-32.

3. Karlsmark T et al. Hydrocapillary dressings to manage exudate in venous leg ulcers. British Journal of Nursing 2004: 13(6): S29-S35.

4. Grothier L. Cost effectiveness and improved patient outcomes using a super-absorbent dressing. Journal of Community Nursing 2013: 27(3):21-24.

