



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 5791 - Alterna® Monopezzo Chiuso - Opaco - Dimensione Del Foro Mm 35 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5791

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 93.3€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5791
Nome prodotto:	Alterna Sacca 1pz chiusa opaca 35mm (maxi)
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	909451092
EAN:	5701780031981
ISO:	09.18.04.003
Capacità:	maxi 500 ml
Dimensioni del foro (mm):	35
Pretagliato:	y
Qta rimb. / mese:	60

DESCRIZIONE:

Con Alterna® monopezzo chiuso, l'adesivo elastico è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo.

I dispositivi Alterna® monopezzo chiusi sono disponibili con placche adesive piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredati di sacche in diversi formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Alterna® monopezzo chiuso dispone di una gamma di caratteristiche progettate per offrire comfort e discrezione:

- Filtro efficiente – il filtro integrato multistrato evita il rischio di rigonfiamento della sacca e la formazione di inutili rigonfiamenti, neutralizzando gli odori.
- Supporto in tessuto morbido – il lato della sacca a contatto con la pelle presenta un rivestimento in materiale morbido, che permette alla pelle di respirare e si asciuga rapidamente dopo la doccia o una nuotata.
- Pellicola a prova olfattiva – la sacca è realizzata in un materiale anti-odore.

Convessità, per stomie difficili da gestire

Alterna® monopezzo chiuso è disponibile con convessità ed è progettato specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma retratto o situato in una piega cutanea o una cicatrice). Applica una pressione elevata sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni sulla convessità, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

