



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coloplast Cod. 5875 - Alterna® Monopezzo Aperto - Opaco - Dimensione Del Foro Mm 10/55 - Quantità 30 Pezzi

Codice di riferimento: Coloplast-5875

Marca: COLOPLAST

Prezzo: 125.6€

CARATTERISTICHE:

Codice articolo:	5875
Nome prodotto:	Alterna Sacca aperta opaca
Durata di conservazione (anni):	3
Pezzi / confezione:	30
Pezzi / cartone:	480
Conf/cartone:	16
PARAF:	908470242
EAN:	5701780089357
ISO:	09.18.04.006
Capacità:	midi 450 ml
Dimensioni del foro (mm):	10/55
Ritagliabile:	y
Qta rimb. / mese:	max 90

DESCRIZIONE:

Con Alterna® monopezzo aperto, l'adesivo elastico è parte integrante della sacca. Per sostituire la sacca viene rimosso e sostituito l'intero dispositivo.

I dispositivi Alterna® monopezzo aperto sono disponibili con placche adesive piatte o convesse. L'ampio assortimento è costituito da formati pretagliati o ritagliabili per la massima personalizzazione, corredati di sacche in diversi formati disponibili nelle versioni trasparente e opaca.

Adesivo a spirale, per la sicurezza e la protezione della pelle

L'adesivo a spirale Alterna® è realizzato in una combinazione di materiali studiati per offrire sicurezza e protezione, e in una struttura a spirale per:

- Adesione sicura alla pelle
- Assorbimento dell'umidità dalla pelle – garantisce la protezione della pelle e protegge dalle irritazioni

Una sacca comoda e discreta

Alterna® monopezzo aperto dispone di una gamma di funzioni progettate per offrire comfort e discrezione:

- Clip di chiusura autoadesiva – una clip di chiusura morbida autoadesiva fornita con la sacca, che offre un sistema di chiusura sicuro e facile da pulire.
- Supporto in tessuto morbido – il lato della sacca a contatto con la pelle presenta un rivestimento in materiale morbido, che permette alla pelle di respirare e si asciuga rapidamente dopo la doccia o una nuotata.
- Pellicola a prova olfattiva – la sacca è realizzata in un materiale anti-odore

Convessità, per stomie difficili da gestire

Alterna® monopezzo aperto è disponibile con convessità ed è progettato specificamente per le stomie difficili da gestire (ad esempio, uno stoma retratto o situato in una piega cutanea o una cicatrice). Applica una pressione elevata sulla cute peristomale per ridurre il rischio di perdita, consentendo allo stoma di sporgere. Per ricevere maggiori informazioni sulla convessità, consultate il vostro stomaterapista.

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

