



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Corsetto basso lite cross

Codice di riferimento: PR1-1090S

Marca: RO+TEN

Prezzo: 113.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR1-1090N-XS	XS	113.5€
COD PR1-1090N-S	S	113.5€
COD PR1-1090N-M	M	113.5€
COD PR1-1090N-L	L	113.5€
COD PR1-1090N-XL	XL	113.5€
COD PR1-1090N-XXL	XXL	113.5€

CARATTERISTICHE:

Il corsetto lite cross e' realizzato con un materiale in tessuto elasticizzato chiamato Sensitive, dallo spessore ridotto, solo 1 mm. Composto dai tiranti elastici che permettono di regolare facilmente la trazione e poterla regolare. Il prodotto ha un design particolarmente curato, con un alto tasso di vestibilita' grazie alla sua leggerezza e al minimo spessore. La chiusura anteriore e' a velcro, mentre la struttura posteriore e' composta da stecche implementate nella fascia. Nella parte addominale e' presente una struttura rinforzante con stecche a spirale disposte in direzione obliqua.

APPLICAZIONI:

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Lombosacralgie
- Contratture muscolari paravertebrali lombari
- Traumi lievi della colonna lombo-sacrale
- Spondilartrosi
- Discopatie
- Cedimenti vertebrali lombari
- Utile nelle lombalgie da automobile

DIMENSIONI E PESO:

Taglia / Circonferenza bacino cm / Altezza anteriore cm / Altezza posteriore cm

- XS - 70/80 - 19 - 28
- S - 80/90 - 19 - 28
- M - 90/100 - 19 - 28
- L - 100/110 - 19 - 28
- XL - 110/120 - 19 - 28
- XXL - 120/130 - 19 - 28

MARCA E MODELLO:

Ro+Ten PR1-1090S

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un corsetto basso in tessuto Sensitive

