



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Corsetto lombosacrale Camp One con rinforzi e 4 tiranti

Codice di riferimento: MOD 532

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 138.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD 532-Small-Uomo	Small, Uomo	138.6€
MOD 532-Medium-Donna	Donna, Medium	138.6€
MOD 532-Medium-Uomo	Medium, Uomo	138.6€
MOD 532-Large-Donna	Donna, Large	138.6€
MOD 532-Large-Uomo	Large, Uomo	138.6€
MOD 532-XSmall-Donna	Donna, XSmall	138.6€
MOD 532-XSmall-Uomo	Uomo, XSmall	138.6€
MOD 532-XXLarge-Donna	Donna, XXLarge	138.6€
MOD 532-XXLarge-Uomo	Uomo, XXLarge	138.6€
MOD 532-XLarge-Donna	Donna, XLarge	138.6€
MOD 532-XLarge-Uomo	Uomo, XLarge	138.6€
MOD 532-Small-Donna	Donna, Small	138.6€

CARATTERISTICHE:

Il corsetto Camp One presenta una struttura semirigida leggera e facilmente indossabile, garantisce la massima vestibilità e un maggior comfort. Il corsetto Camp One è stato realizzato in due versioni, una per uomo e una per donna. Nel prodotto sono stati implementati dei rinforzi per il tratto paravertebrale e 4 tiranti pelvici.

APPLICAZIONI:

- Lombalgie, lombosciatalgie
- Discartrosi
- Post- operatorio di ernia discale

DIMENSIONE E PESO:

Circonferenza bacino: Donna

- XS (da 75 a 85 cm)
- S (da 85 a 95 cm)
- M (da 95 a 105 cm)
- L (da 105 a 115)
- XL (da 115 a 125 cm)
- XXL (da 125 a 135 cm)

Uomo

- XS (da 70 a 80 cm)
-
- S (da 80 a 90 cm)
-
- M (da 90 a 100 cm)
-
- L (da 100 a 110 cm)
-
- XL (da 110 a 120 cm)
-
- XXL (da 120 a 130 cm)
-

MARCA E MODELLO:

Tielle Camp CampOne MOD 532

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un corsetto lombosacrale basso

