



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino anatomico viscoelastico Kalliform

Codice di riferimento: CA-2X

Marca: INTERMED

Prezzo: 131.46€

Riferimento	Variante	Prezzo
CA-22	40 x 40 x 8 cm	152.88€
CA-23	42 x 42 x 8 cm	152.88€
CA-25	43 x 44 x 8 cm	152.88€
CA-23S	42 x 42 x 8 cm / S	152.88€
CA-25S	43 x 44 x 8 cm / S	152.88€
CA-27	45 x 46 x 8 cm	152.88€
CA-29	50 x 45 x 8 cm	152.88€

CARATTERISTICHE:

Cuscino per la prevenzione del decubito con profilo anatomico realizzato in mousse di poliuretano viscoelastico a memoria di forma. La composizione chimica e l'alta densità gli conferiscono notevoli proprietà meccaniche. La sensibilità al calore lo rende morbido al contatto con il corpo in modo da sposarne perfettamente le forme. Il dispositivo viene fornito all'interno di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex impermeabile all'acqua e permeabile all'aria con base

antiscivolo:

densit 80 kg/m³;
classe 1 reazione al fuoco;
fodera di ricambio inclusa.

MARCA E MODELLO:

Intermed CA-2X115,00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Varianti

Codice
Misura

CA-22
40 x 40 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg

CA-23
42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg

CA-25
43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg

CA-23S
42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

CA-25S
43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

CA-27
45 x 46 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

CA-29
50 x 45 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

