



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cuscino con base preformata e gel automodellante

**Codice di riferimento:** CA-3X

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 209.35€

| Riferimento | Variante       | Prezzo  |
|-------------|----------------|---------|
| CA-30       | 40 x 40 x 8 cm | 209.35€ |
| CA-31       | 42 x 42 x 8 cm | 209.35€ |
| CA-32       | 45 x 45 x 8 cm | 209.35€ |

### CARATTERISTICHE:

Cuscino per la prevenzione del decubito costituito da una base anatomica realizzata con sistema poliuretano bicomponente atossico, non irritante e Latex Free e da uno strato superiore composto da una lastra in gel di poliuretano. Fodera bielastica ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. Base antiscivolo

### MARCA E MODELLO:

Intermed CA-3X

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

## TAGLIE:

Varianti

---

Codice  
Misura

CA-30\*  
40 x 40 x 8 cm

CA-31\*  
42 x 42 x 8 cm

CA-32\*  
45 x 45 x 8 cm

