



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## CVO 700 BOOTY® - Tutore walker per tibio-tarsica regolabile R.O.M

**Codice di riferimento:** CVO 700

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 230.01€

Riferimento	Variante	Prezzo
CVO 700-S	S	230.01€
CVO 700-M	M	230.01€
CVO 700-L	L	230.01€

### DESCRIZIONE

Struttura in lega di alluminio leggera ad alta resistenza, con rivestimento in tessuto ipoallergenico e articolazione R.O.M. che assicura una veloce e sicura regolazione della flessione dorsale e plantare. Il tutore è facilmente removibile, con la semplice apertura delle fasce di velcro, per garantire l'igiene personale ed eventuali medicazioni. Speciale conformazione della suola antiscivolo.

### REGOLAZIONI

Regolazioni possibili: dorsi-flessione da +20° a -40° con 10° di incremento, di planta-flessione da -20° a +40° con 10° di incremento. Possibilità di bloccare la posizione dorsale a 10° e 20°.

## INDICAZIONI

---

- Fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- Distorsioni di caviglia di 1°, 2° e 3° grado
- Lesioni del tendine d'achille
- Fratture distali di tibia e fibula
- Immobilizzazione o riabilitazione della dorso flessione.

## MISURE

Taglie / Calzata scarpa (Ambidestro)

S: 32–38

M: 38–43

L: 43–48

Disponibile anche nelle versioni ECO e PNEUMATICO codici d'ordine: cvo 700 eco, cvo 700 p eco Taglie: S, M, L, XL

Taglie / Calzata scarpa (Ambidestro)

S: 36–39

M: 40–42

L: 43–45

XL: oltre 45

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

## Domande frequenti

### Quando usare il tutore Walker per tibio-tarsica regolabile?

Il tutore Walker per tibio-tarsica è indicato in caso di fratture tarsali, metatarsali e calcaneari, fratture distali di tibia e fibula, lesioni al tendine d'achille ma anche distorsioni di caviglia.

### Quanto costa il tutore Walker per tibio-tarsica regolabile?

Il prezzo del tutore Walker per tibio-tarsica regolabile è di 140,00€. Attenzione però, il costo può subire variazioni in base a promozioni attive o modifiche del prezzo di listino.

## **Come si usa il tutore Walker per tibio-tarsica?**

Le istruzioni per usare il tutore Walker per tibio-tarsica sono molto semplici. Si tratta di un tutore con una struttura regolabile che si indossa in poche mosse e può essere adattata alla conformazione della propria gamba.

## **Il tutore Walker per tibio-tarsica è taglia unica?**

No, il tutore Walker è disponibile in 3 taglie: S, M e L.

