



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cavigliera stabilizzante con placchi malleolari CVO 800

Codice di riferimento: CVO 800

Marca: FGP

Prezzo: 79.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
CVO 800-S	S	79.4€
CVO 800-M	M	79.4€
CVO 800-L	L	79.4€
CVO 800-XL	XL	79.4€

Caratteristiche della cavigliera stabilizzante CVO 800

La cavigliera svedese CVO 800 è realizzata in morbido tessuto con doppia allacciatura per offrire maggiore stabilità e sicurezza all'articolazione della caviglia in caso di distorsioni, tendiniti e artrosi. Il tutore è dotato di placche malleolari estraibili e modellabili in modo da poter essere rimosse o adattate in base alle conformità anatomiche del paziente. Nella parte posteriore è presente un'apertura a livello del calcagno e un speciale inserzione elastica in corrispondenza del tendine d'achille per evitare pressioni indesiderate.

Indicazioni

- Distorsioni di 2° e 3° grado
- Artrosi

- Tendiniti
- Rieducazione funzionale

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Calzata scarpa	37-40	41-42	43-44	45-46

Marca e modello

FGP CVO 800

Contenuto della confezione

1 cavigliera stabilizzante

