



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Defibrillatore i-pad

Codice di riferimento: LTD705

Marca: DIMED

Prezzo: 2077.66€

Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad uso pubblico (come stadi, piscine ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented). 2,2kg - mm220x281x82h

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Operazioni semplici indicate sul pannello frontale

Indicatore stato a LED

Efficiente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale troncata)

Self test automatico

Condizioni operative

Temperatura: da 0°C a 40°C

Umidità: da 5 % a 95 % (senza condensa)

Condizioni di caricamento

Temperatura: da 0 °C a 40°C

Umidità: da 5 % a 95 % (senza condensa)

Energia: 200 Joule nominali in un carico di 50?

Controllo carico: Automatico tramite Software

(Sistema Detenzione Aritmia e Controllo del caricamento)

Tempo di carica dallo "Shock Consigliato": < 10 secondi, tipico

Indicatore del caricamento:

- Testo di scarica (PREMI IL PULSANTE ARANCIO LUMINOSO, ORA)
- Pulsante di scarica illuminato

- Beep dell'avvisatore acustico

Disarmo: Una volta caricato, l'I-PAD si disarmo da solo se:

- Il ritmo del cuore del paziente cambia in un andamento ritmico non traumatico, o
- Il pulsante di scarica non è premuto entro 15 secondi dopo che l' I-PAD è caricato, o
- Il pulsante ON/OFF è premuto per spegnere l' I-PAD, o
- Le piastre del defibrillatore sono rimosse dal paziente o
- Il connettore delle piastre è disconnesso dall' I-PAD

Rilevamento di scarica: La scarica è rilevata se il pulsante di scarica viene premuto mentre l' I-PAD è caricato.

Vettore di rilevamento di scarica: Attraverso le piastre del defibrillatore per adulti in posizione anteriore-anteriore (Lead II) o attraverso Energia-Ridotta delle piastre pediatriche in posizione anteriore-posteriore.

Isolamento del paziente: Tipo BF

