



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ARX 314 ginocchiera avvolgente con articolazioni e controllo dell'iperestensione

Codice di riferimento: ARX314

Marca: DEROYAL

Prezzo: 133€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 4014-Small	Small	133€
mod 4014-Medium	Medium	133€
mod 4014-Large	Large	133€
mod 4014-XSmall	XSmall	133€
mod 4014-XXLarge	XXLarge	133€
mod 4014-XLarge	XLarge	133€

Caratteristiche della ginocchiera

Struttura in tessuto 3D traspirante "ARX"
Struttura avvolgente con apertura frontale
Inseri in silicone antiscivolo


Aste in alluminio con articolazioni policentriche
Incrocio posteriore a "X" a trazione regolabile, rimovibile
Cinturini di chiusura con Microvelcro®

Indicazioni

- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
Instabilità del ginocchio in recurvatum
Degenerazioni artritiche ed osteoartrosiche

Taglie

Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza ginocchio flesso 90° cm	32/35	35/38	38/42	42/46	46/50



Marca e modello

DEROYAL modello 4014

Contenuto della confezione

1 ginocchiera

Domande frequenti

A cosa serve il tutore avvolgente policentrico?

Il dispositivo viene usato per stabilizzare l'articolazione del ginocchio in caso di instabilità legamentosa, artrosi, artrite e recurvatum.

Quanto costa?

Il tutore ha un costo di 84,88€. Attenzione, il prezzo può variare in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul sito.

È facile da indossare?

Sì, la ginocchiera ha una struttura avvolgente che la rende più facile da indossare rispetto al classico tutore tubolare anche da parte di quei pazienti con poca forza nelle mani o difficoltà manuali.

È disponibile in diverse taglie?

Sì, il tutore è disponibile dalla taglia S alla XXL con misure diverse in base alla circonferenza del ginocchio a 90°.

